


-水平型DNA/RNA電気泳動- DNAアガロースゲル電気泳動

DNA/RNA電気泳動の必須アイテム



Setting the Standard for the Next Generation of Technology

～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～※～

サブマリン電気泳動システム

サブマリン電気泳動装置一覧

WSE-1710 サブマージ ミニ

WSE-1720 サブマージ マルチ

AE-6100 サブマージ アガロース

AE-6110 サブマージ アガロース

試薬

蛍光ゲル撮影装置

その他関連製品

高速・安全・高感度
を目指して！



DNAアガロースゲル電気泳動

サブマリン電気泳動

核酸(DNA/RNA)を試料とした水平式のアガロースゲル電気泳動はの多くはゲルを緩衝液に沈めて電気泳動する方式をとります。海中の潜水艦（サブマリン）に例えてこの方法はサブマリン電気泳動と呼ばれています。

アトーでは、「サブマージ シリーズ」として製品化しています。

緩衝液などに核酸(DNA/RNA)を溶解すると、リン酸残基によりマイナスに荷電します。この溶液（例：DNA試料）をアガロースゲルに添加し、緩衝液中で電気泳動を行なうと+側（陽極）に移動します。そのとき、ゲルの分子ふるい効果により、長いDNAは網目構造内をゆっくりと動くのに対して、短いDNAはより速く動くことから、核酸のサイズに応じた移動度を示します。電気泳動後のゲルを蛍光色素（エチジウムブロマイド）などで染色し、検出することで、核酸の電気泳動パターンが得られます。この泳動結果からPCR産物の有無やパターンからサイズを求めたり（分子量マーカーが必要）、個体識別のための遺伝子型の情報を得たりすることが可能です。




■アトー サブマリン型電気泳動装置ラインナップ

型式 名称	WSE-1710 サブマージ ミニ	WSE-1720 サブマージ マルチ	AE-6100 サブマージ アガロース	AE-6111 サブマージ アガロース
ゲルサイズ	S:54×60mm L:110×60mm	S:60×60mm M:60×120mm L:120×120mm	80×100mm	120×160mm
ゲル作製	専用箱方式	専用箱方式	テープ方式	ダム方式
サンプル コウム	S:9検体×2／5検体×2 (1mm厚、3mm／5.8mm 幅) 2枚 L:22検体／12検体 (1mm 厚、3mm幅／5.8mm幅) 2枚 全両刃型	S:11検体×2 (1mm厚) 4枚 8検体×2, 6検体×2 (1.5mm厚) 各1枚、分取用 (2mm厚) 1枚 M,L:25検体×2 (1mm厚) 4枚 18検体×2, 13検体×2 (1.5mm厚) 各1枚 全両刃型	10検体 (1mm厚、5mm 幅／ウェル) 1枚	26検体／13検体 (1mm厚 3mm幅／6mm幅) 1枚 両刃型
緩衝液量	200~230mL	330~360mL	300~500mL	700~1200mL
緩衝液循環 (冷却・恒温)	不可	不可	不可	可能 (緩衝液循環用ノズル付き)
電源	電源・タイマー付き	電源・タイマー付き	電源無 (別途用意)	電源無 (別途用意)
寸法	190(W)×130(D)×60(H)mm	260(W)×170(D)×68(H)mm	190(W)×100(D)×80(H) mm	286(W)×150(D)×83(H) mm
質量	0.45kg(ACJ-ド除く)	0.77kg(ACJ-ド除く)	0.5kg	1.5kg
外観				
価格	44,800円	70,000円	90,000円	120,000円

■泳動槽の選択基準

サブマージ・シリーズ電気泳動装置はサンプルにあわせて「ゲルサイズ」「サンプルコウム」などからご選択ください。
例：試料（検体）数が多い場合は幅（W）の大きい仕様を、バンド数が多い場合はゲル長（L）の長い仕様の選択をお薦めします。



■アトー DNA電気泳動システム紹介

～ 高速・高分離の DNA アガロースゲル電気泳動 および安全・高感度の蛍光検出 ～

DNA の電気泳動で最も一般的なアガロースゲル
電気泳動と蛍光染色による検出を進化！
短時間・安全・高感度な泳動結果を提供します。

電源一体型電気泳動装置	WSE-1710 Submerge-Mini サブマージ ミニ
ゲル・泳動バッファー	WSE-7050 EzRun TAE イージーラン TAE
ローディングダイ	WSE-7040 EzApply DNA イージーアプライ DNA
蛍光染色溶液	WSE-7130 EzFluoroStain DNA イージーフロロステイン DNA
染色脱色用振とう器	WSC-2400 シーソーシェーカー atto
検出・撮影装置	WSE-5300 プリントグラフ CMOS I




DNA アガロースゲル電気泳動システム 例

■電気泳動データ

「高速」電気泳動例

高電圧出力泳動でもパターンは変わりません



100V 30 分

150V 20 分

電気泳動

泳動装置：WSE-1710 Submerge-mini サブマージ ミニ

C.V100V 30min

C.V150V **20min**

試料：分子量マーカー λ -Hind III 他

ゲル：1% アガロースゲル

バッファー：WSE-7050 EzRunTAE

蛍光検出

蛍光染色：WSE-7130 EzFluoroStain DNA

検出・撮影：プリントグラフ

「安全・高感度」電気泳動検出例

EtBr および UV による検出より安全・高感度に検出できます

電気泳動

泳動装置：WSE-1710 サブマージ ミニ

試料：分子量マーカー

2、1、0.5、0.25、0.125 μ L/レーン
(172ng/ μ L)

ゲル：1.5% アガロース

バッファー：WSE-7050 EzRun TAE


蛍光検出

蛍光染色：WSE-7130 EzFluoroStainDNA


EtBr(Ethidium Bromide)

検出・撮影：プリントグラフ

Cyan LED 光源、UV 光源



染色：EzFluoroStain DNA
検出：Cyan LED 励起



染色：EtBr(Ethidium Bromide)
検出：UV (紫外線) 励起

蛍光染色 WSE-7130 EzFluoroStain DNA は 安全性に優れています。Ames 試験値では水と同等の値を示しました。
バックグラウンドも低く高感度の検出が可能です。
眼にも環境にも優しい Cyan LED 光源を用いることで安全にかつ高感度（ ~ 0.1 ng）に検出することが可能です。

高速仕様電源搭載型 アガロースゲル用電気泳動装置

「高速ハイレゾ」電気泳動仕様！
省スペース、タイマー付、エラー検出機能！

サブマージ ミニ

WSE-1710 Submerge-Mini

- ◆ 50V, 100V, **150V**の定電圧出力泳動
- ◆ 0~99分設定可能な**タイマー**付 (0分: フリー)
- ◆ タイマー終了時には**アラーム**
- ◆ **耐熱性**・UV透過・ライン付ゲルトレイ
- ◆ L 22検体はマルチチャンネルピペットに対応
- ◆ ウェル幅3mm/5.8mm 両刃型コウム
- ◆ 安全カバーによる安全機構
- ◆ 泳動バッファー 約200~220mL
- ◆ ゲル作製器L (トレイ2個)、ゲル作製器S (トレイ4個) 付

DNA断片の電気泳動、PCR産物の確認、学生実習などに

安全機構

泳動バッファーが入っていないか安全カバーをしない等の場合、エラー表示・警告音・出力停止の安全機構が働きます。安全カバーのスリットは蒸気を逃がし、泳動中のゲルを確認出来ます。



耐熱性・UV透過トレイ

万一、アガロースを溶かしたゲル溶液をすぐに注いでも変形しません。アガロースゲルやサンプルに蛍光染色剤を混ぜた場合はトレイのまま検出が可能です。

タイマー標準装備


- ・「1~99min」設定ではタイムアップ出力停止
- ・「0min」設定では連続出力が可能

泳動スピード選択


- 泳動条件を3つの電圧設定から選択
- ・「50V」泳動時間約60分 分離能重視
- ・「100V」泳動時間約30分 標準
- ・「150V」泳動時間約20分 高速電気泳動

「高速」電気泳動例

高電圧出力泳動でもパターンは変わりません



100V定電圧30分




150V定電圧**20分**

1%のアガロースゲルでDNAのラダーマーカーおよびλHind IIIマーカーを泳動した結果です。左のゲルは100V定電圧で30分、右のゲルは150V定電圧で20分泳動した結果です。電気泳動パターン、バンドの移動度に顕著な差はありませんでした。条件詳細はトップ頁をご参照ください。



操作概略

ゲル作製



EzRun TAEを希釈しゲルを作製&泳動バッファーを調製

試料アプライ




試料にEzApply DNAをmixゲルにアプライ

電気泳動・終了




ゲル染色・脱色 (10~60分)



EzFluoroStain DNA染色をバッファーで希釈し染色液準備

ゲルを染色液へ、振とうその後脱色振とう

検出・撮影





撮影データ例

Web サイトで動画配信中！(裏表紙参照)

仕様



WSE-1710 サブマージ ミニ



	WSE-1710 Submerge-Mini サブマージ ミニ (2322100)
ゲルトレイ	S 54 × 60 mm (4 枚)、 L 110 × 60 mm (2 枚)、紫外線透過、ライン入
コウムサイズ	S 9 検体× 2 / 5 検体× 2、 L 22 検体 / 12 検体 ウェル幅 3mm/5.8mm、 1 mm厚 L22 検体はマルチチャンネル対応間隔
バッファ容量	200 ～ 230mL
泳動槽寸法	110 × 121 × 43mm (内寸)
電源部 入力・出力	入力：AC100～120V、50/60Hz 出力：DC50V /100V / 150V 40W
タイマー	0 分：フリー 1 ～ 99 分：タイマー、終了時アラーム
安全機構	Err 表示・出力停止・アラーム E1、E3：カバーが無い場合、 E5：バッファが無い場合、E7：過電流が流れた場合
外形寸法・質量	190 × 130 × 60mm 0.45kg (AC コード除く)
構成	泳動装置 (泳動槽・電源部・ACコード)、ゲル作製器 S (スタンド1 個・トレイ 4 枚・コウム 2 個)、ゲル作製器 L (スタンド1 個・トレイ 2 枚・コウム 2 個)、取扱説明書



- ※ トレイは「Mupid2plus」と同サイズです。「Mupid exU」のトレイは使用できません。
- ※ ゲル作製器セットのみ、各部品の購入も可能です。

価格

コードNo	型式	名称	数量	価格
2322100	WSE-1710	サブマージ ミニ	1式	49,800円

オプション・部品・消耗品

コードNo	名称	数量	価格
2322109	ゲル作製器S&Lセット (WSE-1710用)	1組	30,000円
2322108	ゲル作製器Lセット (WSE-1710用)	1組	16,500円
2322107	ゲル作製器Sセット (WSE-1710用)	1組	16,500円
2322113	コウムL (WSE-1710用) 2個組	1組	8,000円
2322112	ゲルトレイL (WSE-1710用) 2個組	1組	8,000円
2322111	ゲル作製用スタンドL (WSE-1710用)	1組	8,000円
2322118	コウムS (WSE-1710用) 2個組	1組	8,000円
2322117	ゲルトレイS (WSE-1710用) 4個組	1組	8,000円
2322116	ゲル作製用スタンドS (WSE-1710用)	1組	8,000円

多検体仕様電源搭載型 アガロースゲル用電気泳動装置

「多検体・多仕様」電気泳動！
省スペース、タイマー付、エラー検出機能！

サブマージ マルチ

WSE-1720 Submerge-Multi

- ◆ 最大**100検体**泳動可能
- ◆ 18V, 25V, 35V, 50V, 70V, 100V, 135V
7段階の定電圧出力泳動
- ◆ 0~99時間59分設定可能な**タイマー**付
- ◆ タイマー終了時には**アラーム**
- ◆ **耐熱性**・UV透過・ライン付3種類ゲルトレイ
- ◆ 各種（ウェル幅、厚み）両刃型コウム
- ◆ マルチチャンネルピペットに対応（一部コウム）
- ◆ 安全カバーによる安全機構
- ◆ ゲル作製器付

PCR産物の確認、DNA多型、スクリーニング、分離・回収、学生実習などに

安全機構

泳動バッファが入っていないかたり安全カバーをしない等の場合、エラー表示・警告音・出力停止の安全機構が働きます。安全カバーのスリットは蒸気を逃がし、泳動中のゲルを確認出来ます。



タイマー標準装備

- ・「1~99min」設定では タイムアップ出力停止
- ・「0min」設定では連続 出力が可能

泳動スピード選択

- 泳動条件を7つの電圧設定から選択
- ・「50V」泳動時間約60分
分離能重視
 - ・「100V」泳動時間約30分
標準
 - ・「135V」泳動時間約20~40分
高速電気泳動

耐熱性・UV透過トレイ

万一、アガロースを溶かしたゲル溶液をすぐに注いでも変形しません。
アガロースゲルやサンプルに蛍光染色剤を混ぜた場合はトレイのまま検出が可能です。
S、M、Lサイズ 標準付属




Web サイトで動画配信中！
(裏表紙参照)

「多検体」電気泳動例

12 連ピペットでのアブライ



100 検体電気泳動例




100V定電圧30分

1%のアガロースゲルでDNAのラダーマーカーを泳動した結果です。
100V定電圧で30分泳動した結果です。
電気泳動パターンの乱れ・差異等はありませんでした。

仕様

	WSE-1720 Submerge-Multi サブマージ マルチ (2322130)
ゲルトレイ	S 60 × 60 mm (2 個)、 M 120 × 60 mm (1 個)、 L 120 × 120 mm (1 個) 耐熱性、紫外線透過、 ライン入
コウム	コウム1 : 25 ウェル (ゲルトレイ M / L) / 11 ウェル× 2 (ゲルトレイ S) 1 mm 4 個 コウム2 : 18 ウェル (ゲルトレイ M / L) / 8 ウェル× 2 (ゲルトレイ S) 1.5mm 1 個 コウム3 : 13 ウェル (ゲルトレイ M / L) / 6 ウェル× 2 (ゲルトレイ S) 1.5mm 1 個 コウム4 : 15mm × 3 ウェル / 20mm × 5mm × 20mm 3 ウェル / 5mm × 20mm × 20mm : 3 ウェル / 5mm × 42mm : 2 ウェル (ゲルトレイ S) 2mm 1 個
バッファ容量	330 ~ 360mL
泳動槽寸法	150 × 135 × 50mm (内寸)
電源部 入力・出力	入力 : AC100~110V、 50/60Hz 60W 出力 : DC18V/25V/35V/50V/70V/100V/ 135V
タイマー	0 分 : フリー 1 ~ 99 時間 59 分 : タイマー (カウントダウン)、終了時アラーム
安全機構	Err 表示・出力停止・アラーム (Err1 カバー無しで出力した場合、Err2 過電流) ヒューズ
外形寸法・質量	260 × 170 × 68mm 0.77kg (AC コード除く)
構成	泳動装置 (泳動槽・電源部・AC コード)、ゲル作製器 (スタンド 1 個・トレイ 4 枚・コウム 7 個)、取扱説明書



価格

コードNo	型式	名称	数量	価格
2322130	WSE-1720	サブマージ マルチ	1式	78,000円

オプション・部品・消耗品

コードNo	名称	数量	価格
2322136	ゲルトレイS (1720用) 2個	1組	10,000円
2322137	ゲルトレイM (1720用)	1個	10,000円
2322138	ゲルトレイL (1720用)	1個	10,000円
2322139	コウム (1720用 25/11検体) 4個	1組	12,500円
2322140	コウム (1720用 18/3 13/6 3/2検体) 各1個	1組	12,500円
2322142	ゲル作製スタンド (1720用)	1個	12,500円



小型アガロースゲル電気泳動槽

永年の実績と信頼の形です！

AE-6100 サブマージ アガロース

- ◆ 使いやすいゲルサイズ(8×10cm)、小型の泳動槽
- ◆ ゲルが滑り落ちないゲルキャビティ(穴)あり
- ◆ テープ式の簡単なゲル作製
- ◆ DNA断片の電気泳動、PCR産物の確認、学生実習などに

泳動パターン例



Web サイトで動画配信中！
(裏表紙参照)

関連製品 -電源装置-

AE-8135/55 マイパワー II 300/500



AE-8135/55 マイパワー II 300/500

特長 ●小型、軽量、安価 ●簡単操作、ダイヤル設定 ●メロディアラーム搭載♪

コードNo	型式	名称	数量	価格
2311175	AE-8135	マイパワー II 300	1台	98,000円
2311185	AE-8155	マイパワー II 500	1台	88,000円

出力設定 ・AE-8135 電流1～400mA、電圧 1～300V (MAX50W)
・AE-8155 電流1～200mA、電圧 1～500V (MAX25W)

WSE-3200/3500 パワーステーションⅢ/HC




WSE-3200/3500 パワーステーションⅢ/HC

特長 ●高性能、高精度、高仕様 ●通電条件プリセット&メモリー
●ダイヤル設定 ●大型LED表示


コードNo	型式	名称	数量	価格
2311146	WSE-3200	パワーステーションⅢ	1台	218,000円
2311126	WSE-3500	パワーステーションHC	1台	218,000円

出力設定 ・WSE-3200 電流1～500mA、電圧10～1000V、電力1～200W
・WSE-3500 電流0.01～3.0A、電圧5～150V、電力1～200W

仕様



AE-6100 サブマージ アガロース電気泳動装置



	AE-6100 サブマージ アガロース (2322153)
ゲルラック	80(W) × 100(L) mm (1 枚)、 10mm 厚 (Max)
サンプルコウム	標準 10 検体 ウェル幅 5mm、1 mm厚
ゲル作製法	防水テープ固方式
バッファー容量	300 ～ 500mL (ゲル厚によって変化)
バッファー循環	不可
安全対策	リード線付安全カバーロック付
主な材質	ゲルラック：硬質アクリル 泳動槽：透明アクリル サンプルコウム：透明アクリル 安全オカバー：ポリカーボネート
外形寸法・質量	190 × 100 × 80mm (突起物含まず) 0.5kg
構成	泳動槽本体、安全カバー、ゲルラック、サンプルコウム、サンプルコウム固定台、バインドクリップ、テープ (サブマージ用)、安全リード線、取扱説明書

価格

コードNo	型式	名称	数量	価格
2322153	AE-6100	サブマージ アガロース	1式	99,000円

オプション・部品・消耗品

コードNo	名称	数量	価格
2328441	安全リード線セットキャップ(大)プラグ付	1組	10,000円
2398194	ゲルラック (AE-6100用 UV透過)	1個	33,000円
2398195	ゲルラック UV非透過 (AE-6100用)	1個	33,000円
2398205	テープ (サブマージ用) 6.3m巻 (3巻組)	1組	3,500円
2398193	バインドクリップ (5個組)	1組	5,500円
2398201	サンプルコウム固定台 (AE-6100用)	1個	16,500円
2398206	アクリルサンプルコウム (6検体) 1mm厚	1個	13,500円
2398207	アクリルサンプルコウム (10検体) 1mm厚	1個	13,500円
2398208	アクリルサンプルコウム (16検体) 1mm厚	1個	13,500円
2398200	分取用サンプルコウム (50mm幅、1.5mm厚)	1個	13,500円


中型アガロースゲル電気泳動槽

十分な泳動距離、多検体に対応！

AE-6111 サブマージ アガロース





泳動パターン例





104検体泳動例
(コウムを8段セット) *コウム7セットは別途購入

- ◆ 12×16cmのゲルサイズ
長い泳動距離を利用してRFLPに
多検体対応でPCR産物の確認やスクリーニングに
- ◆ 特別形状サンプルコウム採用で各バンドがシャープ
- ◆ 両刃タイプのサンプルコウムで、
検体数・バンド幅の選択自由
8連ピペットの間隔に対応
- ◆ ダムによるゲル作製で準備操作も簡単
ゲル保持グループ（溝）の有無選択も可能
- ◆ 紫外線透過ゲルラック採用
- ◆ 泳動槽本体には緩衝液循環用ノズルを標準装備
泳動パターンに影響を与えず、ムラなくゲルを
つつみ込むように全体を循環
緩衝能の低いTAE（トリス・酢酸・EDTA）やMOPS
バッファー、温度均一化等を使用



Web サイトで動画配信中！（裏表紙参照）

仕様



AE-6111 サブマージ アガロース電気泳動装置

	AE-6111 サブマージ アガロース (2322178)
ゲルラック	120(W) × 160(L) mm (1枚)、8mm厚 (Max)、紫外線透過
サンプルコウム	標準 13/26 検体両刃型 ウェル幅 6/3mm (8連ピペット間隔対応)、1mm厚
ゲル作製法	ダム固方式
バッファー容量	700 ~ 1200mL (ゲル厚・バッファー循環の有無によって変化)
バッファー循環	可能 (循環用ノズルあり)
安全対策	リード線付安全カバーロック付
主な材質	ゲルラック：紫外線透過硬質アクリル (透過率：80% / 300nm) 泳動槽：透明アクリル 安全カバー：ポリカーボネート サンプルコウム：ポリプロピレン ダム：シリコン
外形寸法・質量	286 × 150 × 83mm (突起物含まず) 1.5kg
構成	泳動槽本体、安全カバー、ゲルラック、サンプルコウム、サンプルコウム固定台、バインドクリップ、テープ (サブマージ用)、安全リード線、取扱説明書

価格

コードNo	型式	名称	数量	価格
2322178	AE-6111	サブマージ アガロース	1式	138,000円

オプション・部品・消耗品

コードNo	名称	数量	価格
2328441	安全リード線セットキャップ (大) プラグ付	1組	10,000円
2393382	ゲルラック (120mmW×160mmL) 6111用	1個	33,000円
2393384	サンプルコウム固定台 (120mm幅 固定ネジ付)	1個	13,500円
2393383	サンプルコウム・両刃型 26/13検体 1mm厚	1個	7,000円
2393385	ダムサブマージ用 (120mm幅用) 2ヶ組	1組	7,000円
2393330	ノズルキャップ (2ヶ組)	1組	2,500円
2393092	配管チューブ (7-11mm) 1m	1個	5,500円
2393207	ON-OFFコック (AE-6300系用)	1個	5,500円
2398315	サンプルコウム固定台(AE-6110用)	1個	13,500円
2398193	バインドクリップ 5個組	1組	5,500円
※ 2398319	アクリルサンプルコウム(9検体)1mm厚 (AE-6110用)	1個	16,500円
※ 2398317	アクリルサンプルコウム(15検体)1mm厚 (AE-6110用)	1個	16,500円
※ 2398318	アクリルサンプルコウム(22検体)1mm厚 (AE-6110用)	1個	16,500円
※ 2398313	分取用サンプルコウム(90mm幅・リファレンス付・1.5mm厚)	1個	問合せ

※AE-6110用アクリルサンプルコウムをAE-6111でご使用いただくには、別売サンプルコウム固定台(2393315)とバインドクリップが必要です。
※これらは旧AE-6110型サブマージ アガロース泳動槽に対応します。

アトーの電気泳動用試薬

イージー

ATTO Ez シリーズ で実験を easy に！

使いやすくリーズナブルな試薬で確実な結果を

DNA電気泳動関連製品



EzApply DNA
イージーアプライDNA



EzRun TAE
イージーランTAE



EzRun TBE
イージーランTBE



EzRun MOPS non-SDS
イージーランMOPS non-SDS



EzRun TG
イージーランTG



EzFluoroStain DNA
イージーフロロステインDNA



EzPreStain DNA&RNA
イージープレステインDNA&RNA

コードNo	型式	名称	数量	価格
2332394	WSE-7040	EzApply DNA (6×ローディングダイ溶液 10mL、冷蔵1年)	1本	7,800円
2332391	WSE-7050	EzRun TAE (トリス-酢酸-EDTA ゲル・泳動バッファー 50倍濃縮溶液 500mL、室温1年)	1本	10,800円
2332392	WSE-7051	EzRun TBE (トリス-ホウ酸-EDTA ゲル・泳動バッファー 10倍濃縮溶液 500mL、室温1年)	1本	6,800円
2332306	WSE-7066	EzRun MOPS non-SDS (トリス-MOPS-EDTA ゲル・泳動バッファー 20倍濃縮溶液 250mL、室温1年)	1本	14,800円
2332323	WSE-7055	EzRun TG (トリス-グリシン ゲル・泳動バッファー 10倍濃縮溶液 500mL、室温1年)	1本	7,800円
2332395	WSE-7130	EzFluoroStain DNA (DNA蛍光染色溶液 500μL、冷凍1年)	1本	21,800円
2332397	WSE-7135	EzPrestain DNA & RNA (DNA・RNA蛍光染色溶液 500μL、冷凍1年)	1本	18,800円

試料ローディングダイ

WSE-7040 EzApply DNA イージーアプライDNA

赤色素で視認性がよく、ほぼ泳動先端の目標になります。
アプライしやすくバンドがシャープな6×ローディングダイです。

- 視認性の良い赤色・青色色素
- 泳動先端に近い移動度
(オレンジGよりも先端側)
- バンドがシャープ (Ficoll ベース)
- 粘性が低くアプライしやすい



ゲル・泳動バッファー

WSE-7050 EzRun TAE イージーランTAE

WSE-7066 EzRun MOPS non-SDS イージーランMOPS non-SDS

WSE-7051 EzRun TBE イージーランTBE

WSE-7055 EzRun TG イージーランTG

TAE (トリス-酢酸-EDTA)、TBE (トリス-ホウ酸-EDTA)、TG (トリス-グリシン) バッファーを滅菌・DNase フリーにてご提供します。アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲルの核酸の電気泳動に利用できます。

新製品 MOPS (トリス-MOPS-EDTA) バッファーが加わりました。低分子の分離に適しています。

- 高品質で低価格
- 滅菌済み
- 濃縮ストック溶液
- 室温保存

TAE、TBE、MOPS：アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲル電気泳動のゲルおよび泳動バッファー
TG、MOPS：ポリアクリルアミドゲル (トリス-塩酸 バッファー) 用の泳動バッファー


蛍光染色試薬

WSE-7130 EzFluoroStain DNA イージーフロロステインDNA


脱EtBr 脱UV

眼にも環境にもやさしく、EtBr よりも高感度・安全に検出できる DNA 用蛍光染色剤です。

- 高感度検出（～0.1ng）
- 低いバックグラウンド
- UV（紫外線）検出可能 BlueLED 励起でさらに高感度
- 染色は 5～10 分で脱色不要
- 高い安全性（Ames 試験値は水と同等）



Ames 試験にて EtBr より低値を示しました。
< 左記グラフ参照 >
国際がん研究機関 (IARC) による発がん性リスク物質を含んでいません。



UV

UV

BlueLED

一般的な染色剤 EtBr（エチジウムブライド）との比較データです。EtBr より高感度の検出が可能です。励起光に UV（紫外線）を用いた場合と BlueLED「CyanLED」を用いた場合の比較でも十分に高感度な検出が可能です。

蛍光染色試薬


WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA イージープレステインDNA&RNA

脱EtBr 脱UV

DNA・RNA（2本鎖・1本鎖）の染色、先染め※も可能な蛍光染色剤です。

- ※ 電気泳動時の泳動バッファーやゲルに混合して泳動中および終了直後の検出が可能
- 泳動後のゲルを浸漬する後染め検出も可能
- DNA・RNA（二本鎖・一本鎖）の染色・検出可能
- UV（紫外線）検出可能
CyanLED 励起で UV より低バックグラウンド
- 脱色不要 時間短縮、排液も少量
- 高い安全性（Ames 試験値は水と同等）


RNA・DNA の検出例



RNA DNA

RNA(1本鎖)・DNA(2本鎖)両方の検出可能です。

先染め・後染めの検出例



先染め
励起光源 Cyan LED 0.1sec
後染め

泳動バッファーやゲルに添加する先染めが可能です。従来通りの後染めと同等に検出できます。

折る手ク

関連製品の紹介

ハンディタイプのボルテックス

WSC-2800 MyMiniVortex (マイミニボルテックス)

- 使いやすい卓上型小型攪拌器
- タッチでスタート or ボタンで連続運転 簡単操作
- 小型でも強い可動力 50mL コニカルチューブも使用可能
- 小さくてかわいいデザイン、リーズナブルな価格

仕 様	マイミニボルテックス WSC-2800 MyMiniVortex (4002800)
可動様式	タッチで運転/ボタンで連続運転
回転速度	4000rpm
回転軌道	4.5mm
電源 (AC アダプタ)	AC100 ~ 240V 50/60Hz 0.3A
寸法・重量	110 (W) × 110 (D) × 86 (H) mm、 1.1kg
使用環境	4 ~ 40℃ (結露なきこと)
価 格	46,800 円



関連製品の紹介

ハンディタイプの遠心機


WSC-2700 MyMiniSpin (マイミニスピン)

- ◆使いやすい卓上型小型遠心機
- ◆4種類のチューブを同時に遠心可能（アダプター不要）
- ◆タイマー機能付き
- ◆カバーの開け閉めで ON/OFF
- ◆リーズナブルな価格

仕 様	マイミニスピン WSC-2700 MyMiniSpin (4002700)
対応チューブ	0.2mL tube 8本×2、0.5mL tube 8本、1.5/2.0mL tube 8本 ※ 付属のアダプターで 1.5/2.0mL tube 用穴を 0.2mL または 0.5mL tube 用に変更可能
最大回転速度	6000rpm (2300 × g)
タイマー	1sec ~ 9999min
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 45W
寸法・重量	156 (W) × 176 (D) × 140 (H) mm、 1.6kg
構 成	本体 (ACコード付)、0.2mL Tube 用アダプター 8個、0.5mL Tube 用アダプター 8個、取扱説明書
価 格	59,800 円



WSC-2700型マイミニスピン



0.2mL tube
0.5mL tube
1.5/2.0mL tube

振とうムラのおきにくいシェーカー

WSC-2400 SeesawShaker atto

(シーソーシェーカー アト)

- 均一な角度で振とう台全体が前後に傾き、振とうムラがおきにくい
- 置いた物が滑らないスティックシート
- ミニゲルサイズの蓋付きケース2個付
- オプションで二段化可能、ゴム紐での固定可能
- 電気泳動後のゲルの染色脱色やブロッティング後の膜の反応などの振とうに
- 各種培養、混合、抽出、攪拌などその他振とうを要する汎用的用途に。



WSC-2400型シーソーシェーカーatto



ケース 6 個設置例

上段振とう台
(別売)



上段設置例

固定具 (別売)



固定具使用例

仕 様	シーソーシェーカー アト WSC-2400 SeesawShaker atto
振とう方式	メトロノーム様振とう式 前後に振とう
振とう速度・角度	0~48rpm つまみによる調整 ±8度
最大負荷量	3kg
振とう台寸法	202mm×309mm (ミニゲル約6枚分)
使用環境温度	4~40℃
電 源	100V 50/60Hz
付属品	スティックシート 1枚 スチロールケース (10×10cm 蓋付きトレイ) 2個

価格(オプション・部品・消耗品含)

コードNo	型式・名称	数量	価格
2312200	WSC-2400 シーソーシェーカー atto	1式	158,000円
2312210	WSC-2400用上段振とう台	1台	29,000円
2312211	固定具 (フック付ゴム紐) 4本組	1組	6,000円
2312212	スティックシート 2枚組	1組	6,000円
2312213	スチロールケース (蓋付きゲル・膜トレイ) 4 個組	1組	3,500円

蛍光染色ゲル検出・撮影装置

高感度カメラ搭載、プリンタ、LED 光源他
目的・ご予算に合わせて選択

Printgraph プリントグラフ

発光検出（サザン/ノーザン）が可能な撮影装置

LuminoGraph ルミノグラフ



核酸の電気泳動後の検出に最も一般的に利用されている蛍光染色剤。
EtBrをはじめ各種蛍光検出に対応している「プリントグラフ」は実績多数の実力派です。
発光検出・撮影装置「ルミノグラフ」はオプションで発光検出・撮影も可能。
1台でゲルと膜（サザンやノーザン）の検出・撮影が可能です。
光源はLEDもご用意！脱紫外線で高感度かつ安全な検出を提供します。

価格・詳細はお問合せください

仕様	WSE-5300A Printgraph CMOS I	WSE-5400UP Printgraph Classic	WSE-6270CyW-CP LuminoGraph II EM	WSE-6370A-CP LuminoGraph III Lite
				
特長	タッチパネル式、無線通信可	高解像度カラーカメラ タッチパネル式	高感度発光検出・撮影装置 蛍光・可視光検出・撮影も可	高感度発光検出・撮影装置 蛍光・可視光検出・撮影も可
用途	ゲル蛍光染色等 蛍光 検出・撮影 ゲル CBB 染色等撮影		ウエスタン・サザン等 発光 検出・撮影、 ゲル染色・ 蛍光 検出・撮影	
カメラ	解像度 2927 × 2054(High) 高感度モノクロ CMOS カメラ	解像度 2048 × 1536(High) 高感度カラー CMOS カメラ	解像度 2460 × 1620 冷却 EM CCD カメラ	解像度 2750 × 2200 冷却 CCD カメラ
レンズ	モーター駆動式 6倍ズームレ ンズ (Iris/Zoom/Focus)	12mm F1.4 単焦点レンズ	F0.8 高感度単焦点レンズ	F0.8 高感度単焦点レンズ
撮影制御	8 インチタッチパネル制御	タッチ式専用コントローラー	パソコン 専用制御ソフト (付属)	パソコン 専用制御ソフト (付属)
撮影範囲	45×30~260×180mm	25 × 18 ~ 200 × 150mm	5 ポジション 106 × 70 ~ 273 × 180mm	5 ポジション 100 × 75 ~ 260 × 200mm
モニター	8インチ タッチ式LCDパネル	10インチ タッチ式LCDパネル	—	—
光源	UV、白色透過、LED (CyanRed)	UV、白色透過、LED (Cyan)	白色透過、LED (CyanoView II)	UV、白色、RGB光源
画像保存	本体内部メモリ /USBメモリ (装着時)	USBメモリ	パソコン	パソコン
保存形式	16bit TIFF/8bit TIFF/BMP/JPEGから選択		16bit TIFF/CCD	16bit TIFF/CCD
ソフト	解析ソフト : CS Analyzer 4 (オプション)		CS Analyzer 4	CS Analyzer 4
寸 法	305(W)×450(D)×620(H)mm	650(W) × 300(D) × 535(H) mm (システム全体)	365(W) × 330(D) × 580(H) mm (本体のみ)	390(W) × 460(D) × 750(H) mm (本体のみ)
質 量	28.0kg (本体のみ)	21.5kg (システム全体)	18.0kg (本体のみ)	50.3kg (本体のみ)
電 源	AC100~240V 50/60Hz 85W	AC100~240V 50/60Hz 204W	AC100 ~ 240V 50/60Hz 120W	AC100V ~ 240V 50/60Hz 200W

Webサイト <https://www.atto.co.jp/>

WSE-1710 サブマージ ミニ

操作動画配信中



WSE-1720 サブマージ マルチ

操作動画配信中



AE-6100 サブマージ アガロース

操作動画配信中



AE-6111 サブマージ アガロース

操作動画配信中



Technical Info

アガロースゲル電気泳動 基本操作



アガロースゲルの蛍光検出撮影について 実験のコツダウンロード



ご用命は下記販売特約店までお問い合わせください。

各製品の詳細はアトー株式会社までお問い合わせください。



アトー株式会社

■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2
☎ (03)5827-4861 ☎ (03)5827-6647
■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館 5F
☎ (06)6136-1421 ☎ (06)6356-3625
■メンテナンスサービス 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6
☎ (03)5818-7567 ☎ (03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームより