



# 「高速ハイレゾ電気泳動」推進キャンペーン

今がチャンス!

キャンペーン期間 2017年5月1日~2017年9月30日

## 高速ハイレゾ既製ゲル『e-PAGEL HR』

28% OFF

CPコード	製品名	CP価格	標準価格	割引率
	e-PAGEL HR 10枚入り 1箱	13,800円	18,800円	28%

### 『高速ハイレゾ電気泳動』

(ハイレゾ=High Speed / High Resolution=「高速高精細分離能」の略)  
電気泳動53年の ATTO が推進する電気泳動製品&技術の高度化movementを表します。



#### e-PAGELとは?

- ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用のミニサイズ既製ゲルです。


#### e-PAGEL HRとは?

- ・e-PAGELの進化版 高速ハイレゾ電気泳動に対応した、既製ゲルです。

#### どこが進化した?

- ・高電圧で高速に泳動しても綺麗な泳動パターンが得られます。
- ・使用期限が1年です。(e-PAGELは6カ月)
- ・シャープなバンドパターンで低分子側の分離が良くなりました。
- ・ゲル形状保持カアップで泳動後のゲルの変更を防ぎます。
- ・スマイリングが少なくなりました。
- ・プロッティング効率がアップしました。

	EHR-T型	EHR-R型
コウム形状	14検体(4.2mm幅) 歯数16/両端はダミーウエル	18検体(2.9mm幅) 歯数20/両端はダミーウエル
サンプル量	約24μL	約15μL
ゲル濃度(%)	均一: 7.5/10/12.5/15	勾配: 5~20/10~20
主成分	ポリアクリルアミド	Tris-HCl buffer
内容量	10枚/箱	
保存	冷蔵 製造日より1年	
商品コード	商品コード 型式	商品コード 型式
	2331950 EHR-T7.5L(10枚入)	2332050 EHR-R7.5L(10枚入)
	2331955 EHR-T10L(10枚入)	2332055 EHR-R10L(10枚入)
	2331960 EHR-T12.5L(10枚入)	2332060 EHR-R12.5L(10枚入)
	2331965 EHR-T15L(10枚入)	2332065 EHR-R15L(10枚入)
	2331970 EHR-T520L(10枚入)	2332070 EHR-R520L(10枚入)
2331975 EHR-T1020L(10枚入)	2332075 EHR-R1020L(10枚入)	
キャンペーン価格	13,800円 (1箱)	



EHR-T10L高速電気泳動パターン

泳動時間  
最短  
20分

## 「高速ハイレゾ電気泳動」お得なセット

20% OFF

CPコード	製品名	CP価格	標準価格	割引率
2321681	高速ハイレゾキャンペーンセット 1	84,400円	105,500円	20%



高速ハイレゾキャンペーンセット 1 セット特別価格  
(電源一体型泳動装置・既製ゲル仕様) **¥84,400 20%OFF**

電源一体型 電気泳動装置	WSE-1150P PageRunAce パジェランエース	¥98,000
泳動バッファー	WSE-7065 EzRunMOPS イーザーラン MOPS	¥7,500

合計 ¥105,500



+

お好みの e-PAGEL HR (¥13,800) と組み合わせ  
せてご注文ください。

# ゲルを自作して泳動する人もブロッティングも OK 「高速ハイレゾ」お得なセット

20%  
OFF

CPコード	製品名	CP価格	標準価格	割引率
2321682	高速ハイレゾキャンペーンセット 2	103,200円	129,000円	20%
2321683	高速ハイレゾキャンペーンセット 3	127,200円	159,000円	20%
2322494	高速ハイレゾキャンペーンセット 4	134,240円	167,800円	20%

## 『高速ハイレゾ電気泳動』

(ハイレゾ=High Speed / High Resolution=「高速高精細分離能」の略) 電気泳動53年の ATTO が推進する電気泳動製品&技術の高度化movement  
詳細はATTO Webサイトへ! 動画も公開中!



### 高速ハイレゾキャンペーンセット 2 セット特別価格 (電源一体型泳動装置・ゲル自作仕様) ¥103,200 20%OFF

電源一体型 電気泳動装置	WSE-1150M <i>PageRunAce</i> パジェランエース	¥98,000
ゲル作製キット	AE-6401 ミニスラブゲル作製キット (2組)	¥16,000
ゲルバッファー	WSE-7310 <i>EzGel Ace</i> イージーゲルエース	¥7,500
泳動バッファー	WSE-7065 <i>EzRunMOPS</i> イージーラン MOPS	¥7,500

合計 ¥129,000



### 高速ハイレゾキャンペーンセット 3 セット特別価格 (電源一体型泳動装置・ゲル自作仕様) ¥127,200 20%OFF

電源一体型 電気泳動装置	WSE-1150P <i>PageRunAce</i> パジェランエース	¥98,000
ゲル作製器	WSE-1190 <small>ガラスプレート</small> 多連ミニスラブゲル作製器 (4組)	¥46,000
ゲルバッファー	WSE-7310 <i>EzGel Ace</i> イージーゲルエース	¥7,500
泳動バッファー	WSE-7065 <i>EzRunMOPS</i> イージーラン MOPS	¥7,500

合計 ¥159,000

ブロッティング時間  
最短10分



### 高速ハイレゾキャンペーンセット 4 セット特別価格 (電源一体型ブロッティング装置) ¥134,240 20%OFF

電源一体型 ブロッティング装置	WSE-4115 <i>PoweredBlot Ace</i> パワードブロットエース	¥123,000
ブロッティング溶液	AE-1465 <i>EzFastBlot</i> イージーファストブロット	¥9,000
ブロッティング膜	WSE-4051 クリアブロット・Pプラス膜	¥16,000
ブロッティング用 ろ紙	CB-09A アブソルベントペーパー	¥19,800

合計 ¥167,800

各製品の詳細は下記販売特約店またはアトー株式会社までお問合せください。ATTO Webサイトも是非ご覧ください。

ご用命は下記販売特約店まで

**ATTO** **アトー株式会社**

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2
- ☎ (03)5827-4861(代表) ☎ (03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪府北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館 5F
- ☎ (06)6136-1421(代表) ☎ (06)6356-3625

■ URL <http://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問合せフォームより