



## 「高速ハイレゾ電気泳動」推進キャンペーン II

高精細分離コンパクト（小サイズ）既製ゲル

### 『c-PAGEL HR』発売記念 キャンペーン

c・パジェル HR

既製ゲル「c-PAGEL HR」の発売を記念して、同事購入の電気泳動装置、泳動バッファが**20%OFF**！

| 既製ゲル                                                                                                                   | 電源搭載型電気泳動装置                                                                                                                                                                                                                                                        | 泳動バッファ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c-PAGEL HR<br>c・パジェル HR<br><br>(1箱選択) | コンパクト PAGE Ace<br>ページ エース<br>(シングルタイプ)<br><br>コンパクト PAGE Ace Twin<br>ページ エース ツイン<br>(ダブルタイプ)<br> | EzRunMOPS<br>イーザーラン MOPS<br>(高性能バッファ<br>MOPS-SDS)<br><br>EzRun<br>イーザーラン<br>(標準バッファ<br>トリス-グリシン-SDS)<br> |

#### <キャンペーン内容>

「c-PAGEL HR」と電気泳動装置と泳動バッファの3点セットにてご購入いただくと、電気泳動装置と泳動バッファが20%OFFになります。

- ① c-PAGEL HR 1箱（種類を選択）
  - ② 電気泳動装置 1台（WSE-1010か1025を選択）
  - ③ 泳動バッファ 1個（WSE-7065かAE-1410を選択）
- ②と③は定価20%OFF！ 詳細は裏面へ→

## 高速ハイレゾ既製ゲル『c-PAGEL HR』

「c-PAGEL HR」は・・・



ポリアクリルアミドゲル電気泳動用のコンパクトサイズ（6×6cm）の既製ゲルです  
従来品の「c-PAGEL」が高性能型に進化しました

#### 進化したポイント！

- ・わずか**10分**で終了する高速電気泳動と**きれいな結果**を両立！
- ・使用期限は**1年**（c-PAGELは6カ月）
- ・検体数（ウェル数）は**15検体**（c-PAGELは12検体）
- ・シャープなバンドパターン、低分子側の分離向上
- ・スマイリング減少、プロットング効率アップ

泳動時間  
最短  
**10分**

|         | CHR型                    | CHRD型                    |
|---------|-------------------------|--------------------------|
| コウム形状   | 15検体(ウェル2mm幅)           | ウェルなし                    |
| サンプル量   | 約7μL/ウェル                | 2 次元目用                   |
| ゲル濃度(%) | 均一：7.5/10/12.5/15       | 勾配：5~20                  |
| 主成分     | ポリアクリルアミド               | Tris-HCl buffer          |
| 内容量     | 10枚/箱                   |                          |
| 保存      | 冷蔵 製造より1年               |                          |
| 商品コード   | 商品コード 型式                | 商品コード 型式                 |
|         | 2331615 CHR7.5L(7.5%)   | 2331685 CHRD7.5L(7.5%)   |
|         | 2331625 CHR10L(10%)     | 2331655 CHRD10L(10%)     |
|         | 2331635 CHR12.5L(12.5%) | 2331665 CHRD12.5L(12.5%) |
|         | 2331645 CHR15L(15%)     | — —                      |
|         | 2331605 CHR520L(5~20%)  | 2331675 CHRD520L(5~20%)  |
| 価格      | 18,800円 (1箱)            |                          |



※「c-PAGEL」は本製品の発売をもって生産を近々終了予定です。「c-PAGEL」の在庫状況や詳細についてはアトーまでお問い合わせください。  
低分子仕様「C15S c-PAGEL」は継続販売いたします。

### 『高速ハイレゾ電気泳動』

(ハイレゾ=High Speed / High Resolution=「高速高精細分離能」の略)  
電気泳動53年の ATTO が推進する電気泳動製品&技術の高度化movementを表します。

電気泳動と53年

## コンパクトシリーズ「高速泳動」お得なセット

20%  
OFF

| CPコード   | 製品名               | CP価格    | 標準価格     | 割引率 |
|---------|-------------------|---------|----------|-----|
| 2321685 | 高速ハイレゾキャンペーンセット 5 | 76,400円 | 95,500円  | 20% |
| 2321686 | 高速ハイレゾキャンペーンセット 6 | 84,400円 | 105,500円 | 20% |
| 2321687 | 高速ハイレゾキャンペーンセット 7 | 74,240円 | 92,800円  | 20% |
| 2321688 | 高速ハイレゾキャンペーンセット 8 | 82,240円 | 102,800円 | 20% |

※ 上記は電気泳動装置と泳動バッファのみの構成・価格です。一緒に「c-PAGEL HR」¥18,800/箱をご注文ください。

「c-PAGEL HR」は種類を選択ください（表面参照）。ご不明な点はアトーまでお問い合わせください。



「c-PAGEL HR」の特長・仕様については表面を参照ください。

電源一体型電気泳動装置「コンパクトPAGE Ace」「コンパクトPAGE Ace Twin」をご利用ください。

### 高速ハイレゾキャンペーンセット 5 (コンパクトPAGE Ace & EzRunMOPS)



WSE-1010 コンパクトPAGE Ace  
¥88,000




WSE-7065 EzRun MOPS  
¥7,500

コンパクトPAGE Ace  
電源搭載型電気泳動装置  
ゲル1枚用  
泳動時間 標準モード約 30 分  
高速モード約 10 分

EzRunMOPS  
SDS-PAGE 用泳動バッファ  
分画分子量範囲拡大  
低分子量域の分離向上  
5L 分の濃縮溶液 (4 倍濃縮 250mL)

### 高速ハイレゾキャンペーンセット 6 (コンパクトPAGE Ace Twin & EzRunMOPS)



WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin  
¥98,000



WSE-7065 EzRun MOPS  
¥7,500

コンパクトPAGE Ace Twin  
電源搭載型電気泳動装置  
ゲル1・2枚用  
泳動時間 標準モード約 30 分  
高速モード約 10 分

EzRunMOPS  
SDS-PAGE 用泳動バッファ  
分画分子量範囲拡大  
低分子量域の分離向上  
5L 分の濃縮溶液 (4 倍濃縮 250mL)

### 高速ハイレゾキャンペーンセット 7 (コンパクトPAGE Ace & EzRun)



WSE-1010 コンパクトPAGE Ace  
¥88,000



AE-1410 EzRun  
¥4,800

コンパクトPAGE Ace  
電源搭載型電気泳動装置  
ゲル1枚用  
泳動時間 標準モード約 30 分  
高速モード約 10 分

EzRun  
SDS-PAGE 用泳動バッファ  
トリス-グリシン -SDS  
10L 分の粉末

### 高速ハイレゾキャンペーンセット 8 (コンパクトPAGE Ace Twin & EzRun)



WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin  
¥98,000



AE-1410 EzRun  
¥4,800

コンパクトPAGE Ace Twin  
電源搭載型電気泳動装置  
ゲル1・2枚用  
泳動時間 標準モード約 30 分  
高速モード約 10 分


EzRun  
SDS-PAGE 用泳動バッファ  
トリス-グリシン -SDS  
10L 分の粉末

## コンパクトシリーズ「高速ブロット」お得なセット

20%  
OFF

| CPコード   | 製品名               | CP価格     | 標準価格     | 割引率 |
|---------|-------------------|----------|----------|-----|
| 2321688 | 高速ハイレゾキャンペーンセット 9 | 133,440円 | 166,800円 | 20% |

ブロットング時間  
最短10分



WSE-4115 パワードブロット Ace  
¥123,000



AE-1465  
EzFastBlot  
¥9,000



WSE-4050 クリアブロット P+ 膜  
¥16,000

CB-06A  
ろ紙  
¥18,800

(パワードブロット Ace & EzFastBlot & クリアブロット P+ 膜 & ろ紙)

パワードブロット Ace 電源一体型セミドライブロットング装置 ゲル1枚用  
ブロットング時間 標準モード 30~60 分・高速モード 10~30 分

EzFastBlot ブロットング溶液 (高速ブロットング)、5L 分の濃縮溶液

クリアブロット P+ 膜 ブロットング用 PVDF 膜 コンパクトゲルサイズ 20 枚入/箱

ろ紙 ブロットング用厚ろ紙 コンパクトゲルサイズ 400 枚入/箱

各製品の詳細はアトー株式会社までお問合せください。ATTO Webサイトも是非ご覧ください。

2017.9.25



# アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器 開発/生産/販売/サービス

■本 社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 TEL 03-5827-4861 FAX 03-5827-6647

■大阪支店 〒530-0044 大阪府北区東天満2-8-1 TEL 06-6136-1421 FAX 06-6356-3625  
若杉センタービル別館 5F

■URL <http://www.atto.co.jp/>