


# WSE-5500 VariRays (バリレイズ)


蛍光励起用3色LED落射光源



WSE-5500 VariRaysは、3色発光ダイオード(LED)を励起光源とする蛍光励起用3色LED落射光源です。切り替えスイッチにより、青(470nm) 緑(527nm) 赤(630nm)の3色を個別に、または同時に点灯\*することが可能です。タンパク質や核酸などの蛍光検出や、蛍光タンパク質の検出などに利用可能です。

\*接続する機器によって同時点灯できない場合があります。

WSE-5500 VariRays	
光源	LED光源 R(赤)G(緑)B(青) 青: 470nm±30nm 緑: 527nm±80nm 赤: 624nm±20nm
照射範囲	155×155mm (落射型)
発光強度	青: 1350μW 緑: 700μW 赤: 1200μW
寸法	251(W)×215(D)×135mm(H)
質量	1.75kg
電源	DC12V 2A 24W 専用ACアダプターまたはLuminoGraph/II
備考	WSE-6100/6200接続時は調光(100段階)可能



WSE-6100H LuminoGraph装着時

## ■ 価格

商品コード	型式・名称	数量	価格
2008100	WSE-5500 VariRays (蛍光励起用3色LED落射型光源) 本体	1台	150,000円
2008115	VariRays用1次フィルターセット(青) 481nmショートパス2枚組	1組	50,000円
2008116	VariRays用1次フィルターセット(緑) 562nmショートパス2枚組	1組	50,000円
2008110	VariRays用電源BOX ACアダプター/光源切り替えスイッチ	1組	15,000円
2008062	GFP撮影用フィルター BPF510 50mm角型 510nmバンドパス	1枚	60,000円
2130419	撮影用イエローフィルター OY 50mm角型 540nmロングパス	1枚	11,000円
2130414	撮影用オレンジフィルター YA-3 50mm角型 560nmロングパス	1枚	11,000円
2130452	撮影用赤色フィルター R-60 50mm角型 600nmロングパス	1枚	11,000円
2008063	撮影用赤色フィルター LPF690 50mm角型 690nmロングパス	1枚	50,000円
2195934	ゲルトレイV (VariRays/VISIRAYS用アクリルトレイ)	1枚	10,800円



## アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器  
開発/生産/販売/サービス

### 主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
- 画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
- 電気泳動関連試薬 ●ウェスタンブロット試薬
- ペリスタブポンプ ●細胞培養・観察システム

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6365-3625  
若杉センタービル別館 5F
- 技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563  
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <http://www.atto.co.jp/>

お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。