

LuminoGraph I/II/III

ALL IN ONE シリーズ

ラインナップ	発光	蛍光 (落射 LED)	蛍光 (透過 LED)	蛍光 (UV)	白色光
WSE-6300H-CP LuminoGraph III	○	○	—	○	○
WSE-6300C-CP LuminoGraph III	○	—	—	—	○
WSE-6200H-ACP LuminoGraph II	○	option	○	option	○
WSE-6100H-ACP LuminoGraph I	○	option	○	option	○

発光・蛍光・白色光撮影・解析システム

WSE-6300H-CP LuminoGraph III ALL IN ONE WSE-6300C-CP LuminoGraph III

LuminoGraph III は 400 万円以下の価格で 6 メガピクセルの高解像度と F0.8/ 電動超高感度レンズによる高感度撮影が可能な発光・蛍光撮影システムです。蛍光撮影に対応する光源が内蔵され、操作は非常に使いやすいタッチパネル式です。

簡単便利な AutoExposure 機能や高感度ピンニング機能などを利用して、高感度・高解像度イメージングが誰にでも簡単に行えます。

構成	WSE-6300H-CP	1 式
1.	WSE-6300H LuminoGraph III	1 台
2.	RGB 落射 LED 光源	内蔵
3.	シアン落射 LED 光源	1 台
4.	白色透過光源	1 台
5.	紫外線照射装置	内蔵
6.	撮影用フィルター	4 枚

構成	WSE-6300C-CP	1 式
1.	WSE-6300H LuminoGraph III	1 台
2.	白色透過光源	1 台
3.	撮影用フィルター	1 枚

世界最強レベルにチャレンジ中!



製品コード	製品名	WEB会員限定価格	標準価格	割引率
2006302	WSE-6300H-CP LuminoGraph III (ALL IN ONE)	3,980,000円	5,550,000円	28.3%
2006307	WSE-6300C-CP LuminoGraph III (Chmemilumi)	3,480,000円	4,800,000円	27.5%

※システムの据付調整料については別途お見積りいたします。

オプション (価格等についてはお問い合わせください。)

- ・画像解析ソフトウェア
- ・解析用パソコンシステム
- ・ハイブリッドグラフィックプリンタ

発光・蛍光・白色光撮影・解析システム

装置の詳細は単品カタログを参照ください。

WSE-6200H-ACP LuminoGraph II ALL IN ONE

LuminoGraph II は 300 万円以下の価格で -40℃冷却 /F0.8 高感度レンズによる、1 クラス上のケミルミイメージングと蛍光撮影、白色透過光源による CBB 染色ゲルのイメージングが可能なシステムです。

ALL IN ONE システムなら、各種撮影から画像解析まですべて可能になります。

構成	WSE-6200H-ACP	1 式
1.	WSE-6200H LuminoGraph II	1 台
2.	パソコンシステム	1 台
3.	画像解析ソフトウェア	1 本
4.	Cyan 蛍光撮影キット	1 式
5.	フラットビューア (白色透過光源)	1 台
6.	ND-0.1 フィルター 50mm 角型	1 枚

世界最強レベルにチャレンジ中!



-40℃冷却 CCD カメラ
F0.8 高感度レンズ
最大画角 260 × 200mm



製品コード	製品名	WEB会員限定価格	標準価格	割引率
2006205	WSE-6200H-ACP LuminoGraph II (ALL IN ONE)	2,834,400円	3,543,000円	20%

※システムの据付調整料については別途見積りいたします。

発光・蛍光・白色光撮影・解析システム

装置の詳細は単品カタログを参照ください。

WSE-6100H-ACP LuminoGraph I ALL IN ONE

LuminoGraph I は 200 万円以下の価格で高感度ケミルミイメージングと LED による蛍光撮影、白色透過光源による CBB 染色ゲルのイメージングが可能なシステムです。

ALL IN ONE システムなら、各種撮影から画像解析まですべて可能になります。

構成	WSE-6100H-ACP	1 式
1.	WSE-6100H LuminoGraph I	1 台
2.	パソコンシステム	1 台
3.	画像解析ソフトウェア	1 本
4.	Cyan 蛍光撮影キット	1 式
5.	フラットビューア (白色透過光源)	1 台
6.	ND-0.1 フィルター 50mm 角型	1 枚

発光利用研究の"民主化推進"モデル!
(低価格化)



-30℃冷却 CCD カメラ
F0.95 高感度レンズ
最大画角 150 × 110mm



製品コード	製品名	WEB会員限定価格	標準価格	割引率
2006115	WSE-6100H-ACP LuminoGraph I (ALL IN ONE)	1,938,400円	2,423,000円	20%

※システムの据付調整料については別途見積りいたします。

ご用命は下記販売店まで

ATTO アトー株式会社

■ 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2
☎ (03)5827-4861(代表) ☎ (03)5827-6647
■ 大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館 5F
☎ (06)6136-1421(代表) ☎ (06)6356-3625

■ URL <http://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームより