

# ELISA キット



## 【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6027416
製品名	Mouse sAPP $\beta$ -w Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	M
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	可溶性アミロイド前駆体タンパク $\beta$ sAPP $\beta$
検出範囲	13 ~ 800 pg/mL
検出感度	2.87 pg/mL
測定対象	血漿, 培養上清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4469">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4469</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。