

大切なお知らせ



本製品をご購入のお客様へ

コンパクトサイズゲル用泳動プレートのゲル厚が、**0.75mmから1mmに変更となります。**

これに伴い、コンパクトサイズゲル関連製品の構成品の一部が、以下のように変更されます。構成品の追加購入に際しては、裏面の構成表をご確認の上、ご注文ください。なお、新しいコンパクトサイズゲル用泳動プレートは、従来品のコンパクトゲル電気泳動装置も、新製品「コンパクトPAGE Neo」にもご使用いただけます。


型式の変更

コンパクトゲル作製器	AE-7310	→	WSE-1091
多連コンパクトゲル作製器	WSE-1090	→	WSE-1092

以下の関連製品ページもご確認ください



構成品の変更



枠で囲った組み合わせでご使用ください

※新プレートとコウムはすべての作製器で使用可能です

※ 0.75mmのスライニングレスコウム(CP075-12)およびノッチ泳動プレート(CAB-075)は、在庫がなくなり次第販売終了となります。

本製品をご購入のお客様へ

コンパクトサイズゲル用泳動プレート[®]のゲル厚が、0.75mmから1mmに変更となります。

これに伴い、コンパクトサイズゲル関連製品の構成品の一部が、以下のように変更されます。構成品の追加購入に際しては、下記の構成表をご確認の上、ご注文ください。なお、新しいコンパクトサイズゲル用泳動プレートは、従来品のコンパクトゲル電気泳動装置も、新製品「コンパクトPAGE Neo」にもご使用いただけます。

構成表	製品名	型式 コードNo	ゲル厚	WSE-1091 1枚用 ゲル厚1mm	WSE-1092 多連用 ゲル厚1mm	AE-7310 1枚用 ゲル厚0.75mm	WSE-1090 多連用 ゲル厚0.75mm
ノッチ泳動プレート(2枚組)		CAB-10 2393691	1mm	○	○	-	-
		CAB-075 2393635	0.75mm	-	-	○	○
プレーン泳動プレート(2枚組)		CB-00 2393637	兼用	○	○	○	○
泳動プレートセット (CAB/CB)		CP-10 2393690	1mm	○	○	-	-
		CP-075 2393634	0.75mm	-	-	○	○
スマイリングレスコンパクトコウム (2枚組) (12検体用)		CP10-12 2393695	1mm	○	○	-	-
		CP075-12 2393640	0.75mm	-	-	○	○
スマイリングレスコンパクトコウム (2枚組) (15検体用)		CP10-15 2393697	1mm	○	○	-	-
		CP075-15 2393641	0.75mm	-	-	○	○
ダミープレート(コンパクト作製器用) 1枚		2394060	兼用	-	○	-	○
スペースプレート(コンパクト作製器用) 3枚組		2394062	兼用	-	○	-	○
二次元用コンパクトフラットコウム (2枚組)		2394065	兼用	○	○	○	○

※ 0.75mmのスマイリングレスコウム(CP075-12)およびノッチ泳動プレート(CAB-075)は、在庫がなくなり次第販売終了となります。

※ 新プレートとコウムはすべての作製器で使用可能です

以下の関連製品ページもご確認ください



アト株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス



主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
- 画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
- 電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
- ペリスタブン ●細胞培養・観察システム

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625
若杉センタービル別館 5F
- 技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。