



ストリッピング反応は簡単です



繰り返してもきれいなデータがとれます



構成

型式	製品名	容量	価格	保存・輸送
WSE-7240	イージーリプローブ EzReprobe	溶液：500mL + エンハンサー：3g	¥19,800	室温保存



アト一株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
●画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
●電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
●ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

- 東 京 本 社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) 📠(03)5827-6647
- 大 阪 支 店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) 📠(06)6356-3625
若杉センタービル別館 5F
- 技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) 📠(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) 📠(03)5818-7563

■ URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。 2023.10

WB用ストリッピング試薬

WSE-7240

イージーリプローブ

EzReprobe

ウェスタンブロッティング用抗体剥離溶液


室温で10分間インキュベーションするだけで抗体がはがれます。ストリッピングとリプロービングを繰り返し反応することも可能です。



こんな時にお使いください。

ウェスタンブロッティングは電気泳動から始まり、ブロッティング、ブロッキング、1次・2次の抗体反応を経て結果が得られます。各ステップ毎に複雑な反応条件を検討したにもかかわらず、データが得られなかったり、サンプル量が不足してやり直せなかったりという経験はありませんか？このような時にご使用いただきたいのが***EzReprobe***です。***EzReprobe***は簡単かつ効率よく抗体をプロットから剥がせる（ストリッピング）だけでなく、抗原の変性を最小限に抑えることが可能で、同一メンブレン上で検出を繰り返し行うことができます。

- ◆ サンプル量が限られている場合
- ◆ 定量的な解析を行いたい場合



2026年9月価格改定版