


ATTO 60周年感謝祭 第2弾 電気泳動&ブロッティング関連製品キャンペーン


キャンペーン期間 2023年10月18日～2024年3月31日



バイオの夜明け前 1960年代初頭から、顧客研究者にご支援と激励をいただき、
おかげさまでアトー株式会社は2024年1月28日で創立60周年を迎えます。社員一同、心から感謝申し上げます。



キャンペーン期間 2023年10月18日～2024年3月31日



目玉商品 I

ミニスラブ電気泳動槽

WEB
AE-6530



AE-6530PCP


ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530MCP

ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530MW-CP

ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
作製キット付




アトー株式会社創立 60 周年感謝祭 目玉商品 I

タンパク質や核酸のスラブ型電気泳動槽「ラピダスミニスラブ」シリーズを、60 周年感謝の気持ちを込め 35 ~ 43% OFF の特別価格で提供いたします。

PAGEL 用：既製ゲル PAGEL シリーズ用プレートホルダー付

自作ゲル用：自作ゲル用プレートホルダー付

簡単なゲル脱着と全面恒温が特長の電気泳動槽です。




	AE-6530PCP	AE-6530MCP	AE-6530MW-CP
使用ゲル	既製ゲルプレート (5mm 厚) サイズ：幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ：幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ：幅 120mm 高 100mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> AE-6530P 本体 PAEGL 用プレートホルダー リード線 	<ul style="list-style-type: none"> AE-6530M 本体 自作ゲル用プレートホルダー リード線 	<ul style="list-style-type: none"> AE-6530M 本体 自作ゲル用プレートホルダー リード線 AE-6401 ゲル作製キット プレートセット：2 組 シールガスカート：2 枚 12 検体コウム：2 枚 マグネクリップミニ：4 個

商品コード	製品名	目玉！特別価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2321903	AE-6530PCP ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 (PAGEL 仕様)	30,000 円	52,800 円
2321902	AE-6530MCP ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 (自作ゲル仕様)	30,000 円	52,800 円
2321914	AE-6530MW-CP ラピダス ミニスラブ電気泳動装置 (作製キット付)	53,040 円	81,600 円

43% OFF

43% OFF

35% OFF



目玉商品Ⅱ

電源付き泳動装置

WSE-1150PCP

パジェラン Ace (PAGEL仕様)


WSE-1150MCP

パジェラン Ace (自作ゲル仕様)

WSE-1150MW-CP

パジェラン Ace (自作ゲル仕様)
作製キット付

WEB
WSE-1150






アトー株式会社創立 60 周年感謝祭 目玉商品Ⅱ

電源と蓋が一体化になった電気泳動槽「パジェラン Ace」シリーズを、60 周年感謝の気持ちを込め 28 ~ 30% OFF の特別価格で提供いたします。

PAGEL 用 : 既製ゲル PAGEL シリーズ用プレートホルダー付

自作ゲル用 : 自作ゲル用プレートホルダー付

高速電気泳動に対応し、ゲル脱着が簡単、全面恒温可能な電気泳動槽です。




	WSE-1150PCP	WSE-1150MCP	WSE-1150MW-CP
使用ゲル	既製ゲルプレート (5mm 厚) サイズ: 幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ: 幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ: 幅 120mm 高 100mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> WSE-1150P 本体 泳動用電源 PAEGL 用プレートホルダー 	<ul style="list-style-type: none"> WSE-1150M 本体 泳動用電源 自作ゲル用プレートホルダー 	<ul style="list-style-type: none"> WSE-1150M 本体 泳動用電源 自作ゲル用プレートホルダー AE-6401 ゲル作製キット プレートセット: 2 組 シールガスケット: 2 枚 12 検体コウム: 2 枚 マグネクリップミニ: 4 個

商品コード	製品名	目玉! 特別価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2321672	WSE-1150PCP パジェラン Ace (PAGEL 仕様)	89,600 円	128,000 円
2321652	WSE-1150MCP パジェラン Ace (自作ゲル仕様)	89,600 円	128,000 円
2321653	WSE-1150MW-CP パジェラン Ace (作製キット付)	112,640 円	156,800 円

30% OFF

30% OFF

28% OFF



目玉商品Ⅲ 小型・軽量電源装置

WEB
AE-8135



WEB
AE-8155



AE-8135CP マイパワーⅡ 300

0.74kg

~ 400mA

~ 300V



AE-8155CP マイパワーⅡ 500

0.74kg

~ 200mA

~ 500V



アトー株式会社創立 60 周年感謝祭 目玉商品Ⅲ

小型・軽量でありながら、電気泳動からプロットイングまで幅広い用途に使用可能な電気泳動用電源「マイパワーⅡ」シリーズを、60周年感謝の気持ちを含め 30% OFF の特別価格で提供いたします。

マイパワーⅡ 300 : 400mA まで出力可能なのでセミドライプロットイング、SDS-PAGE に利用可能です。

マイパワーⅡ 500 : 500V まで出力可能なので中型スラブゲル電気泳動槽で SDS-PAGE が可能です。

幅 74mm、奥行 170mm、高さ 170mm のコンパクトサイズと 0.74kg の軽量ボディ、ポップなデザインが特長です。



	AE-8135CP	AE-8155CP
出力設定	電圧 : 1 ~ 300V 電流 : 1 ~ 400mA (Max50W)	電圧 : 1 ~ 500V 電流 : 1 ~ 200mA (Max25W)
主な用途	<ul style="list-style-type: none"> ・ SDS-PAGE ・ プロットイング ・ アガロースゲル電気泳動 	<ul style="list-style-type: none"> ・ SDS-PAGE ・ 等電点電気泳動

商品コード	製品名	目玉！特別価格（税抜）	通常価格（税抜）
2311178	AE-8135CP マイパワーⅡ 300	64,960 円	92,800 円
2311188	AE-8155CP マイパワーⅡ 500	54,600 円	78,000 円

30% OFF

30% OFF

ミニスラブ電気泳動

WSE-1165CP / 1165W-CP

WSE-1165CP ラピダス ミニスラブ電気泳動槽



WSE-1165W-CP ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 (作製キット付)



WEB
WSE-1165



用途



- ・ 自作 / 既製ゲル両方対応
- ・ 他社ゲル使用可能*
- ・ スラブ電気泳動
- ・ SDS-PAGE や Native PAGE

※詳細はお問い合わせください。

特長

- ・ 9 × 8cm ミニゲル 2 枚
- ・ 泳動時間：20 分～ 90 分

製品名	WSE-1165CP Rapidas Minislab ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
ゲルサイズ	自作ゲル 90 × 80mm 1mm 厚 既製ゲル 90 × 83mm 1mm 厚
泳動枚数	1 ～ 2 枚
本体寸法 (WDH)	165 × 99 × 134mm
質量	0.9kg



	WSE-1165CP	WSE-1165W-CP
使用ゲル	対応プレート (5mm ～ 7mm 厚) サイズ：幅 100 ～ 120mm 高 100mm	対応プレート (5mm ～ 7mm 厚) サイズ：幅 100 ～ 120mm 高 100mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1165 本体 ・ くさび型プレート押さえ ・ リード線 	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1165 本体 ・ くさび型プレート押さえ ・ リード線 ・ AE-6401 ゲル作製キット プレートセット：2 組 シールガスケット：2 枚 12 検体コウム：2 枚 マグネクリップミニ：4 個

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2322200	WSE-1165CP ラピダス ミニスラブ電気泳動槽	74,800 円	88,000 円
2322204	WSE-1165W-CP ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 (作製キット付)	99,280 円	116,800 円

15%
OFF

15%
OFF


ワイドスラブ電気泳動

WSE-1170CP / WSE-1170W-CP


WEB
WSE-1170



WSE-1170CP マルチレーンゲル電気泳動槽



WSE-1170W-CP マルチレーンゲル電気泳動槽（作製器付）




用途

- ・自作 / 既製ゲル両方対応
- ・ワイドスラブ電気泳動
- ・SDS-PAGE や Native PAGE

特長

- ・14 × 8cm ミニゲル 2 枚
- ・泳動時間：30 分～ 90 分
- ・くさび型プレート押さえ

製品名	WSE-1170CP MultiLaneGEL マルチレーンゲル電気泳動槽
ゲルサイズ	140 × 80mm 1mm 厚 自作ゲル / 既製ゲル m-PAGEL
泳動枚数	1 ～ 2 枚
本体寸法 (WDH)	204 × 98.6 × 130mm
質量	0.95kg



	WSE-1170CP	WSE-1170W-CP
使用ゲル	対応プレート (5mm 厚) サイズ：幅 160mm 高 100mm	対応プレート (5mm 厚) サイズ：幅 160mm 高 100mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-1170 本体 ・くさび型プレート押さえ ・リード線 	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-1170 本体 ・くさび型プレート押さえ ・リード線 ・WSE-1195 多連ゲル作製器 WSE-1195 本体 プレートセット：2 組 30 検体コウム：2 枚

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
2322212	WSE-1170CP マルチレーンゲル電気泳動槽	78,200 円	92,000 円	15% OFF
2322213	WSE-1170W-CP マルチレーンゲル電気泳動槽 (作製器付)	133,450 円	157,000 円	15% OFF

コンパクトスラブ電気泳動

WSE-1010CP / 1010W-CP

WSE-1025CP / 1025W-CP

WSE-1010CP

コンパクト PAGE Ace

WSE-1010W-CP

コンパクト PAGE Ace
(作製器付)

WSE-1025CP

コンパクト PAGE Ace Twin

WSE-1025W-CP

コンパクト PAGE Ace Twin
(作製器付)



WEB
WSE-1010



WEB
WSE-1025



用途

- ・高速スラブ電気泳動
- ・SDS-PAGE や Native PAGE

特長





- ・6 × 6cm コンパクトゲル 1 枚
- ・泳動時間：最短 10 ～ 15 分
- ・プロットング時間短縮
- ・電源搭載

用途

- ・高速スラブ電気泳動
- ・SDS-PAGE や Native PAGE

特長

- ・6 × 6cm コンパクトゲル 2 枚
- ・泳動時間：最短 10 ～ 15 分
- ・プロットング時間短縮
- ・電源搭載



	WSE-1010CP	WSE-1010W-CP	WSE-1025CP	WSE-1025W-CP
使用ゲル	対応プレート (4.8mm 厚) サイズ：幅 76mm 高 70mm	対応プレート (4.8mm 厚) サイズ：幅 76mm 高 70mm	対応プレート (4.8mm 厚) サイズ：幅 76mm 高 70mm	対応プレート (4.8mm 厚) サイズ：幅 76mm 高 70mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1010 本体 ・ 泳動用電源 ・ くさび型プレート押さえ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1010 本体 ・ 泳動用電源 ・ くさび型プレート押さえ ・ AE-7310 ゲル作製器 プレートセット：1 組 12 検体コウム：1 枚	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1025 本体 ・ 泳動用電源 ・ くさび型プレート押さえ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1025 本体 ・ 泳動用電源 ・ くさび型プレート押さえ ・ WSE-1090 ゲル作製器 プレートセット：2 組 12 検体コウム：2 枚

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
2322242	WSE-1010CP コンパクト PAGE Ace	100,300 円	118,000 円	15% OFF
2322243	WSE-1010W-CP コンパクト PAGE Ace (作製器付)	123,080 円	144,800 円	15% OFF
2322247	WSE-1025CP コンパクト PAGE Ace Twin	117,300 円	138,000 円	15% OFF
2322248	WSE-1025W-CP コンパクト PAGE Ace Twin (作製器付)	157,080 円	184,800 円	15% OFF

キャンペーン期間 2023 年 10 月 18 日～2024 年 3 月 31 日

アガロースゲル電気泳動


WSE-1710CP / 1720CP

電源搭載 小型アガロースゲル電気泳動装置

WEB
WSE-1710



WEB
WSE-1720



核酸（DNA や RNA）のアガロースゲル用サブマリン電気泳動装置です。電源を搭載し、耐熱性ゲルトレイを採用したゲル作製器が付属します。ゲルサイズや検体数、電源設定などご希望の仕様に合った 2 機種からお選びいただけます。

WSE-1720CP サブマー ジ マルチ

WSE-1710CP サブマー ジ ミニ



ゲル作製器

特長



- ・泳動条件 50V/100V/150V
- ・タイマー 1 ~ 99 分
- ・ゲル作製器付
- ・耐熱性ゲルトレイ（紫外線透過タイプ）



ゲル作製器

特長

- ・100 検体 大型ゲル
- ・泳動条件 18V/25V/35V/50V/70V/100V/135V
- ・タイマー 0 ~ 99 時間 59 分
- ・ゲル作製器付
- ・耐熱性ゲルトレイ（紫外線透過タイプ）



	WSE-1710CP1	WSE-1720CP
ゲルサイズ	S : 54mm × 60mm (9/5 検体) L : 110mm × 60mm (22/12 検体)	S : 60mm × 60mm (2/3/6/8/11 検体) M : 120mm × 60mm (13/18/25 検体) L : 120mm × 120mm (13/18/25 検体)
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1710 泳動槽本体 ・ 泳動用電源 ・ ゲル作製キット S : 4 枚用 1 セット L : 2 枚用 1 セット	<ul style="list-style-type: none"> ・ WSE-1720 泳動槽本体 ・ 泳動用電源 ・ ゲル作製キット S : 4 枚用 1 セット M : 2 枚用 1 セット L : 1 枚用 1 セット

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2322105	WSE-1710CP サブマー ジ ミニ	33,830 円	39,800 円
2322131	WSE-1720CP サブマー ジ マルチ	48,280 円	56,800 円

15% OFF

15% OFF

次世代型デジタル電源装置 WSE-3100CP PowerStation Ghibli I

WEB
WSE-3100



タッチパネルディスプレイ

モード、条件、プリセット選択や設定
入りに便利な大型タイプです。感圧式
のため手袋をしたまま操作可能です。



特長


- ・大型タッチパネルディスプレイ
- ・簡単なマニュアル条件設定
CV/CC/CW いずれか 1 項目設定 → Run
- ・プリセット「Easy モード」
- ・よく使う条件を保存「Method File モード」
- ・高電流 3000mA 出力
- ・電圧 ~ 500V 出力
- ・タイマー 1 ~ 999min
- ・プログラム可能

	WSE-3100CP
出力設定	電圧：3 ~ 500V 電流：10 ~ 3,000mA 電力：1 ~ 200W
主な用途	<ul style="list-style-type: none"> ・高速電気泳動 ・SDS-PAGE/Native-PAGE ・アガロースゲル電気泳動 ・等電点電気泳動 (IEF) ・高速プロットティング ・セミドライプロットティング ・ウェットプロットティング




Manual

CV：定電圧
CC：定電流
CW：定電力
いずれかの 1 項目
を設定すれば他の 2
項目は自動設定され
ます。
左図は CC：100mA
で 5 分のタイマーを
設定した表示です。



Method File

Manual で設定した
条件を保存しておく
ことが可能です。
プリセットにない条
件はこちらに保存し
ておくことで、次
の実験ですぐに使用
できます。



Easy

電気泳動法、プロッ
ティング法などの条
件が保存されていま
す。
使用時、プリセット
条件を選択し、通電
します。



製品名	WSE-3100CP PowerStation Ghibli I パワーステーションギブリー
電圧設定	3 ~ 500V
電流設定	10 ~ 3000mA
電力設定	1 ~ 200W
出力端子	4 組
タイマー	1 ~ 999min カウントダウン
本体寸法 (WDH)	119 × 417 × 224mm
質量	6.0kg
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz 300VA 以下

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2311134	WSE-3100CP PowerStasion Ghibli I	210,800 円	248,000 円

15%
OFF

電源装置

WSE-3200CP / WSE-3500CP

WEB
WSE-3200



WEB
WSE-3500



WSE-3200CP パワーステーションⅢ



- ・高速電気泳動
- ・SDS-PAGE/Native-PAGE
- ・アガロースゲル電気泳動
- ・等電点電気泳動 (IEF)

特長

- ・高電圧 1000V 出力
- ・電流～ 500mA 出力
- ・タイマー 1～999min
- ・プログラム可能
- ・高速電気泳動対応


WSE-3500CP パワーステーション HC




- ・高速ブロッキング
- ・セミドライブロッキング
- ・ウェットブロッキング

特長

- ・高電流 3.0A 出力
- ・電圧～ 150V 出力
- ・タイマー 1～999min
- ・プログラム可能
- ・高速ブロッキング対応



製品名	WSE-3200CP PowerStation Ⅲ パワーステーションⅢ
電圧設定	10～1000V
電流設定	1～500mA
電力設定	1～200W
出力端子	4組
タイマー	1～999min
本体寸法 (WDH)	96×325×195mm
質量	2.4kg
電源	AC100～240V 50/60Hz 300W以下



製品名	WSE-3500CP PowerStation HC パワーステーション HC
電圧設定	5～150V
電流設定	0.01～3.0A
電力設定	1～200W
出力端子	4組
タイマー	1～999min
本体寸法 (WDH)	96×325×195mm
質量	2.4kg
電源	AC100～240V 50/60Hz 300W以下

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2311146	WSE-3200CP パワーステーションⅢ	168,300 円	198,000 円
2311126	WSE-3500CP パワーステーション HC	168,300 円	198,000 円

15%
OFF

15%
OFF

ブロットイング装置

WSE-4115CP

WSE-4115C-CP / 4115M-CP

WSE-4115CP パワードブロット Ace

WEB
WSE-4115



用途

- ・セミドライブロットイング

特長


- ・ミニゲル 1 枚用
- ・高速ブロットイング対応 (RAPID : 5 ~ 10 分)
- ・高分子ブロットイング対応 (RAPID : ~ 60 分)
- ・ブロットイングローラー付属

ろ紙・膜・ブロットイングキット (オプション)

- ・CB-06A/CB-09A (0.9mm 厚)
- ・クリアブロット・P+ 膜 : WSE-4050/4051
- ・クリアブロット・P 膜 : WSE-4060/4061
- ・QBlot kit : WSE-4056/4057

※オプションは 1 例です。

製品名	WSE-4115CP PoweredBlot Ace パワードブロット Ace
電極板	+白金チタン - ステンレス
最大転写サイズ	95 × 98mm
モード	標準 : 12V 定電圧 (STD) 高速 : 24V 定電圧 (RAPID)
タイマー	1 ~ 250min
本体寸法 (WDH)	170 × 120 × 107mm
質量	0.77kg
電源	出力 : DC24V ・ 1.5A 入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 26W



	WSE-4115CP	WSE-4115C-CP	WSE-4115M-CP
転写枚数	ミニゲル : 1 枚 コンパクトゲル : 1 枚	ミニゲル : 1 枚 コンパクトゲル : 1 枚	ミニゲル : 1 枚 コンパクトゲル : 1 枚
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4115 本体 ・転写用電源 (AC アダプタ) ・ブロットイングローラー 	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4115 本体 ・転写用電源 (AC アダプタ) ・ブロットイングローラー ・ブロットイングろ紙 CB-06A : 400 枚入り 1 箱 ・ブロットイング膜 WSE-4050 : 20 枚入り 1 箱 	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4115 本体 ・転写用電源 (AC アダプタ) ・ブロットイングローラー ・ブロットイングろ紙 CB-09A : 400 枚入り 1 箱 ・ブロットイング膜 WSE-4051 : 20 枚入り 1 箱

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
2322495	WSE-4115CP パワードブロット Ace	125,800 円	148,000 円	15% OFF
2322493	WSE-4115C-CP パワードブロット Ace (P+ 膜 / ろ紙付) (WSE-4050/CB-06A 付属)	152,932 円	179,920 円	15% OFF
2322489	WSE-4115M-CP パワードブロット Ace (P+ 膜 / ろ紙付) (WSE-4051/CB-09A 付属)	152,932 円	179,920 円	15% OFF

セット以外のブロットイング膜、ろ紙は別途購入ください。

キャンペーン期間 2023年10月18日~2024年3月31日


ブロッキング装置

WSE-4125CP
WSE-4125M-CP

WEB
WSE-4125



WSE-4125CP パワードブロット 2M



WSE-4125M-CP パワードブロット 2M



用途

- ・セミドライブロッキング

特長


- ・ミニゲル 1 ~ 2 枚用
- ・高速ブロッキング対応 (RAPID : 5 ~ 10 分)
- ・高分子ブロッキング対応 (RAPID : ~ 60 分)
- ・ブロッキングローラー付属

ろ紙・膜・ブロッキングキット (オプション)

- ・CB-06A/CB-09A (0.9mm 厚)
- ・クリアブロット・P+ 膜 : WSE-4050/4051/4054
- ・クリアブロット・P 膜 : WSE-4060/4061/4064
- ・QBlot kit : 全シリーズ

※オプションは 1 例です。

製品名	WSE-4125CP PoweredBlot 2M パワードブロット 2M
電極板	+白金チタン - ステンレス
最大転写サイズ	205 × 100mm
モード	標準 : 12V 定電圧 (STD) 高速 : 24V 定電圧 (RAPID)
タイマー	1 ~ 250min
本体寸法 (WDH)	246 × 186 × 114mm
質量	2.1kg
電源 (AC アダプタ)	出力 : DC24V · 1.5A 入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 26W



	WSE-4125CP	WSE-4125M-CP
転写枚数	ミニゲル : 2 枚 コンパクトゲル : 3 枚	ミニゲル : 2 枚 コンパクトゲル : 3 枚
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4125 本体 ・転写用電源 (AC アダプタ) ・ブロッキングローラー 	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4125 本体 ・転写用電源 (AC アダプタ) ・ブロッキングローラー ・ブロッキングろ紙 CB-09A : 400 枚入り 1 箱 ・ブロッキング膜 WSE-4051 : 20 枚入り 1 箱

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
2322498	WSE-4125CP パワードブロット 2M	185,300 円	218,000 円	15% OFF
2322488	WSE-4125M-CP パワードブロット 2M (P+ 膜 / ろ紙付) (WSE-4051/CB-09A 付属)	212,432 円	249,920 円	15% OFF

セット以外のブロッキング膜、ろ紙は別途購入ください。

ブロッキング装置

WSE-4025CP
WSE-4025M-CP

WSE-4025CP ホライズブロット 2M

WSE-4025M-CP ホライズブロット 2M

WEB
WSE-4025



用途

- ・セミドライブロッキング

特長

- ・ミニゲル 1 ~ 2 枚用
- ・ブロッキングローラー付属

必要な電源装置（最大電流値より）

標準：～400mA（AE-8135 など）


高速：～1A（WSE-3100/3500 など）

製品名	WSE-4025CP HorizBlot 2M ホライズブロット 2M
電極板	+白金チタン -ステンレス
最大転写サイズ	205 × 100mm
本体寸法 (WDH)	246 × 186 × 114mm
質量	1.8kg

ろ紙・膜・ブロッキングキット（オプション）

- ・CB-06A/CB-09A（0.9mm厚）
- ・クリアブロット・P+膜：WSE-4050/4051/4054
- ・クリアブロット・P膜：WSE-4060/4061/4064
- ・QBlot kit：全シリーズ

※オプションは1例です。



	WSE-4025CP	WSE-4025M-CP
転写枚数	ミニゲル：2枚 コンパクトゲル：3枚	ミニゲル：2枚 コンパクトゲル：3枚
構成	・WSE-4025本体 ・リード線 ・ブロッキングローラー	・WSE-4025本体 ・リード線 ・ブロッキングローラー ・ブロッキングろ紙 CB-09A：400枚入り1箱 ・ブロッキング膜 WSE-4051：20枚入り1箱

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税抜）	通常価格（税抜）
2322468	WSE-4025CP ホライズブロット 2M	108,800 円	128,000 円
2322469	WSE-4025M-CP ホライズブロット 2M (P+膜 / ろ紙付) (WSE-4051/CB-09A 付属)	135,932 円	159,920 円

15%
OFF

15%
OFF

セット以外のブロッキング膜、ろ紙は別途購入ください。

キャンペーン期間 2023年10月18日～2024年3月31日

ブロッキング装置

WSE-4045CP
WSE-4045M-CP

WEB
WSE-4045



WSE-4045CP ホライズプロット 4M



WSE-4045M-CP ホライズプロット 4M



用途

- ・セミドライブロッキング

特長

- ・ミニゲル 1 ~ 4 枚用
- ・ブロッキングローラー付属

必要な電源装置 (最大電流値より)

標準 : ~ 800mA (WSE-3100/3500 など)


高速 : ~ 2A (WSE-3100/3500 など)

製品名	WSE-4045CP HorizBlot 4M ホライズプロット 4M
電極板	+白金チタン -ステンレス
最大転写サイズ	205 × 200mm
本体寸法 (WDH)	246 × 235 × 92mm
質量	3.0kg

ろ紙・膜・ブロッキングキット (オプション)

- ・CB-06A/CB-09A/CB-13A/CB-20A(0.9mm厚)
- ・クリアプロット・P+ 膜 : 全シリーズ
- ・クリアプロット・P 膜 : 全シリーズ
- ・QBlot kit : 全シリーズ

※オプションは 1 例です。



	WSE-4045CP	WSE-4045M-CP
転写枚数	ミニゲル : 4 枚 コンパクトゲル : 6 枚	ミニゲル : 4 枚 コンパクトゲル : 6 枚
構成	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4045 本体 ・リード線 ・ブロッキングローラー 	<ul style="list-style-type: none"> ・WSE-4045 本体 ・リード線 ・ブロッキングローラー ・ブロッキングろ紙 CB-09A : 400 枚入り 1 箱 ・ブロッキング膜 WSE-4051 : 20 枚入り 1 箱


商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
2322478	WSE-4045CP ホライズプロット 4M	142,800 円	168,000 円	15% OFF
2322474	WSE-4045M-CP ホライズプロット 4M (P+ 膜 / ろ紙付) (WSE-4051/CB-09A 付属)	169,932 円	199,920 円	15% OFF

セット以外のブロッキング膜、ろ紙は別途購入ください。

ディスク電気泳動 / シェーカー

WSE-1510CP
WSC-2400CP

WSE-1510CP ディスクラン Ace



WEB
WSE-1510



用途
・等電点ディスク電気泳動

特長
・泳動時間 3.5hr
・既製ゲル「AgarGEL」使用可能
・コンパクトゲル用（60mm）対応
・ミニゲル用（90mm）対応
・電源搭載

製品名	WSE-1510CP DiscRun Ace ディスクラン Ace
ゲルサイズ	コンパクト：Φ 2.5mm × 50mm ミニ：Φ 2.5mm × 75mm
泳動枚数	1～8本
タイマー	0～999min
泳動条件	Step up：50-100-300-600-900V 定電圧：300V/600V/900V
本体寸法 (WDH)	164 × 94 × 193mm
質量	0.81kg
電源 (AC アダプタ)	出力：DC24V 1.5A 入力：AC100～240V 50/60Hz

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2321781	WSE-1510CP ディスクラン Ace	108,800 円	128,000 円

**15%
OFF**

WSC-2400CP シーソーシェーカー atto




製品名	WSC-2400CP シーソーシェーカー atto
振とう速度	0～48rpm
振とう台寸法 (WDH)	309 × 302mm 許容負荷重量：3.0kg
本体寸法 (WDH)	312 × 205 × 175.2mm
質量	4.7kg
電源	AC100～120V 50/60Hz 5W

WEB
WSC-2400



用途
・ゲル染色
・抗原抗体反応
・転写膜洗浄

特長
・効率の高いシーソー式振とう
・振とう台 約 30 × 20cm
・振とう台 2 段階可能 (オプション)
・スチロールケース 2 個付き



振とう台寸法	309 × 202mm
構成	・WSC-2400 本体 ・スティックシート (滑り止め) ・スチロールケース

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2312201	WSC-2400CP シーソーシェーカー atto	117,300 円	138,000 円

**15%
OFF**

ブロックインキュベータ

WSC-2610CP

WSC-2615CP

WEB
WSC-2610



WEB
WSC-2615



WSC-2610CP MyMiniBLOCK



用途

- ・電気泳動サンプル調製
- ・酵素反応
- ・加温実験

特長

- ・小型軽量のハンディタイプ
- ・室温 +5℃～100℃
- ・専用ブロック7種類（別売）

WSC-2615CP MyMiniBLOCK C&H



用途

- ・電気泳動サンプル調製
- ・酵素反応
- ・DNA/RNAの変性や反応
- ・大腸菌のトランスフォーメーション
- ・溶液の加熱・冷却・恒温

特長

- ・小型軽量のハンディタイプ
- ・0℃～100℃
- ・専用ブロック7種類（別売）



ブロック別売



ブロック別売

別売のブロックは各製品のWEBサイトでラインナップ、価格をご確認ください。

製品名	WSC-2610CP MyMiniBLOCK マイミニブロック	WSC-2615CP MyMiniBLOCK C&H マイミニブロック C&H
温度範囲	室温 +5℃～100℃	0℃～100℃
タイマー	0～999 (sec or min)	0～999 (sec or min)
プログラム	9 ファイル / 各 2 ステップ	9 ファイル / 各 2 ステップ
温度精度	≤ ± 0.5℃ (チューブ内液温)	100℃± 0.5℃ 40℃± 0.3℃
加温速度	20℃→100℃ 15min 以下	20℃→100℃ 15min 以下 20℃→0℃ 30min 以下
電源 ACアダプタ	DC24V 40W AC100～240V 50/60Hz	DC24V 60W AC100～240V 50/60Hz
本体寸法 (WDH)	120 × 152 × 112mm	123 × 165 × 115mm
質量	0.85kg	1.2kg

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
4002612	WSC-2610CP MyMiniBLOCK	50,830 円	59,800 円
4002617	WSC-2615CP MyMiniBLOCK C&H	84,830 円	99,800 円

15%
OFF

15%
OFF

本装置にブロックは付属しません。別途購入ください。

ブロックインキュベータ

WSC-2620CP

WSC-2630CP

WSC-2620CP PowerBLOCK



用途

- ・電気泳動サンプル調製
- ・酵素反応
- ・DNA/RNA の変性や反応
- ・大腸菌のトランスフォーメーション
- ・溶液の加熱・冷却・恒温

特長

- ・温度制御スピードが速い
- ・-5℃～100℃
- ・専用ブロック 15 種類 (別売)

WSC-2630CP PowerBLOCK Shaker



用途

- ・電気泳動サンプル調製
- ・酵素反応
- ・DNA/RNA の変性や反応
- ・大腸菌のトランスフォーメーション
- ・溶液の加熱・冷却・恒温

特長

- ・温度制御 + ミキシング
- ・4℃～100℃
- ・専用ブロック 15 種類 (別売)

WEB
WSC-2620



WEB
WSC-2630



ブロック別売



ブロック別売

別売のブロックは各製品の WEB サイトでラインナップ、価格をご確認ください。

製品名	WSC-2620CP PowerBLOCK パワーブロック	WSC-2630CP PowerBLOCK Shaker パワーブロックシェーカー
温度範囲	-5℃～100℃ (室温 20℃ : -10℃～)	4℃～100℃ (室温 20℃ : 0℃～)
タイマー	1min～99h59min	1min～99h59min
プログラム	5 ファイル / 連結可能	5 ファイル / 連結可能
温度精度	≤ ± 0.5℃ (チューブ内液温)	≤ ± 0.5℃ (チューブ内液温)
加温速度	20℃→100℃ 15min 以下	20℃→100℃ 15min 以下
冷却速度	20℃→-5℃ 30min 以下 20℃→-10℃ 30min 以下	100℃→20℃ 15min 以下 室温→室温-10℃ 30min 以下
回転速度	-	200～1500rpm
電源	AC100～115V 50/60Hz 200W	AC100～115V 50/60Hz 150W
本体寸法 (WDH)	120 × 152 × 112mm	123 × 165 × 115mm
質量	5.0kg	8.5kg

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
4002622	WSC-2620CP PowerBLOCK	125,800 円	148,000 円	15% OFF
4002632	WSC-2630CP PowerBLOCK Shaker	244,800 円	288,000 円	15% OFF

本装置にブロックは付属しません。別途購入ください。

キャンペーン期間 2023年10月18日～2024年3月31日


小型遠心機 / ボルテックスミキサー

WSC-2700CP
WSC-2800CP

WEB
WSC-2700



WSC-2700CP MyMiniSpin




- 用途
・0.2/0.5/1.5/2.0mL チューブの遠心
- 特長
・小型軽量
・4種のチューブを遠心可能
・タイマー付き
・カバーの開閉で ON/OFF 制御

製品名	WSC-2700CP MyMiniSpin マイミニスピ
最大回転数	6000rpm (2300 × g)
タイマー	1秒～9999分
電源	AC100V 50/60Hz 45W
本体寸法 (WDH)	156 × 176 × 121mm
質量	1.6kg

WEB
WSC-2800



WSC-2800CP MyMiniVortex



- 用途
・1.5/15/50mL チューブの攪拌
- 特長
・小型軽量
・最大 50mL チューブも攪拌可能
・タッチによる運転
・ボタンを押して連続運転

製品名	WSC-2800CP MyMiniVortex マイミニボルテックス
最大回転数	4000rpm
モード	タッチで運転 / ボタンで連続運転
回転軌道	4.5mm
攪拌可能液量	最大 50mL
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz 0.3A
本体寸法 (WDH)	110 × 110 × 86mm
質量	1.1kg

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
4002701	WSC-2700CP MyMiniSpin	40,800 円	48,000 円

15%
OFF

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
4002801	WSC-2800CP MyMiniVortex	33,830 円	39,800 円


15%
OFF

ローテーター


WSC-2900CP

WSC-2900CP ローテーター atto

WEB
WSC-2900



ターンテーブル別売




積層ホルダー

用途

- ・ DNA やタンパク質のサンプル抽出
- ・ 培養用ミキシング
- ・ 免疫沈降

特長

- ・ 1.5mL エッペンチューブ対応
- ・ 15mL/50mL コニカルチューブ対応
- ・ 4種類のターンテーブル (オプション)
- ・ アンクル調整 0°~90° (垂直~水平)
- ・ 積層ホルダーを使用し2段重ね可能 (オプション)



ターンテーブル別売

チューブを懸架するターンテーブル4種類と2段重ね用積層ホルダーは付属しません。ターンテーブルの詳細はWEBサイトからご確認ください。

製品名	WSC-2900CP Rotator atto ローテーター atto
回転数	10 ~ 80rpm
アンクル調整範囲	0°~90°
タイマー	1 ~ 9999min
ターンテーブル (オプション)	A : 50mL コニカルチューブ×10本 B : 15mL コニカルチューブ×18本 C : 1.5mL エッペンチューブ×64本 E : 50mL×10本/15mL×10本/1.5mL×30本 ※積層ホルダーで2段重ね可能
電源	AC100V 50/60Hz 35W
本体寸法 (WDH)	206 × 260 × 300mm
質量	4.5kg

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
4002901	WSC-2900CP ローテーター atto	74,800 円	88,000 円

15%
OFF

本装置にターンテーブルは付属しません。別途購入ください。

キャンペーン期間 2023年10月18日~2024年3月31日

ご用命は下記販売店までお問合せください。



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2
■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1
若杉センタービル別館5F
■技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6
◆メンテナンスサービス

TEL03-5827-4861 (代表) FAX03-5827-6647
TEL06-6136-1421 (代表) FAX06-6356-3625
TEL03-5818-7560 (代表) FAX03-5818-7563
TEL03-5818-7567 (代表) FAX03-5818-7563

URL:<https://www.atto.co.jp/>

お問合せ
WEB会員登録の上、お問い合わせ
フォームをご利用ください。

