

ご用命は下記販売店までお問合せください。

# ATTO 60周年感謝祭 第2.5弾 ペリスタポンプシリーズキャンペーン

キャンペーン期間 2023年11月29日～2024年3月31日



## ペリスタポンプ / PeristaQuantumPump 消耗品

コードNo.	型式・名称	数量	価格 (税別)
1292231	カセット(A)部一式(上段) ペリスタ I / II 用	1個	38,000円
1292232	カセット(B)部一式(中段) ペリスタ I / II 用	1個	38,000円
1292213	P/N12012 固定スタッド 2個組	1組	3,000円
1292236	ペリスタポンプ用追加カセットセット カセット(B)部一式(中段)ペリスタ I / II 用、固定スタッド2個、シリコンチューブセット	1組	45,000円
1292233	ローラー(A)部一式(上段) ペリスタ I / II 用	1組	18,000円
1292234	ローラー(B)部一式(中段) ペリスタ I / II 用	1組	18,000円
1292235	ローラーカバー共通(クリア) ペリスタ I / II 用	1枚	5,000円
1292124	シリコンチューブセット (3-1/4-2/5-3mm 各1m×3本)	1組	4,000円
1292121	P/N12021 3-1シリコンチューブ (5m)	1本	5,000円
1292302	3-1シリコンチューブ (10m)	1本	9,000円
1292303	3-1シリコンチューブ (20m)	1本	17,000円
1292120	P/N12020 4-2シリコンチューブ (5m)	1本	5,000円
1292305	4-2シリコンチューブ (10m)	1本	9,000円
1292306	4-2シリコンチューブ (20m)	1本	17,000円
1292119	P/N12019 5-3シリコンチューブ (5m)	1本	5,000円
1292308	5-3シリコンチューブ (10m)	1本	9,000円
1292309	5-3シリコンチューブ (20m)	1本	17,000円
1221461	ATTO 純正標準チュービング(オレフィン) 内径 2mm 外径 4mm (95mmルアーフィッティング付)	10本組	20,000円
1221462	ATTO 純正標準チュービング(オレフィン) 内径 2mm 外径 4mm (5m)	1本	20,000円
1221463	ATTO 純正標準チュービング(オレフィン) 内径 4mm 外径 6mm (95mmルアーフィッティング付)	10本組	20,000円
1221464	ATTO 純正標準チュービング(オレフィン) 内径 4mm 外径 6mm (5m)	1本	20,000円
1221470	フットスイッチ	1台	25,000円



バイオの夜明け前 1960 年代初頭から、顧客研究者にご支援と激励をいただき、おかげさまでアトー株式会社は 2024 年 1 月 28 日で創立 60 周年を迎えます。社員一同、心から感謝申し上げます。



## アトー株式会社

■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2  
 ■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館5F  
 ■技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ◆メンテナンスサービス

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器  
開発/生産/販売/サービス

TEL03-5827-4861 (代表) FAX03-5827-6647  
 TEL06-6136-1421 (代表) FAX06-6356-3625  
 TEL03-5818-7560 (代表) FAX03-5818-7563  
 TEL03-5818-7567 (代表) FAX03-5818-7563

URL: <https://www.atto.co.jp/>  
 お問合せ  
 WEB会員登録の上、お問い合わせフォームをご利用ください。



# ペリスタポンプシリーズキャンペーン

# PERISTA™

キャンペーン期間 2023年11月29日～2024年3月31日




「PERISTA」はアトー株式会社の商標です。

「ペリスタポンプ」はローラーでチューブをしごいて送液するチュービングポンプの総称としてよく使われています。アトー株式会社は送液ポンプのパイオニアとしてペリスタポンプを製造・販売してきました。創立60周年を迎える感謝を込めてペリスタポンプシリーズキャンペーンをお届けいたします。



WSP-3300 Perista Quantum Pump  
新時代のペリスタポンプはカセットレス構造で高い流量精度と簡単な流量・流速設定が可能です。PCからの制御も可能なデジタルポンプです。



## ペリスタポンプシリーズ チューブ・流量の仕様

チューブ 外径 - 内径	流量※1	流路	流路追加※3	可変範囲※4
材質：オレフィン 6mm-4mm 4mm-2mm	6-4：0.01～35mL/min (0.6～2100mL/h) 4-2：0.01～13mL/min (0.6～780mL/h)	3ch	—	本体制御： 0.01～50rpm PC制御： 0.005～50rpm
材質：シリコン 5mm-3mm 4mm-2mm 3mm-1mm	0.1～1000mL/h※2	1ch	—	1～1000倍
材質：シリコン 5mm-3mm 4mm-2mm 3mm-1mm	5～1500mL/h※2	1ch	最大4ch	1～45倍
材質：シリコン 5mm-3mm 4mm-2mm 3mm-1mm	7～700mL/h※2	1ch	—	1～20倍
材質：シリコン 5mm-3mm 4mm-2mm 3mm-1mm	0.7～100mL/h※2	1ch	最大4ch	1～30倍



※1：単位時間あたりの流量です。 ※2：シリコンチューブは3種類トータルの流量です。  
※3：標準流路に追加可能な最大流路数です。  
※4：単一チューブを使用した場合の可変範囲です。WSP-3300は回転数の可変範囲で表示しています。

### 「AC-2110 II CP」、「SJ-1211 II - LCP」用追加カセットセット

上記ペリスタポンプを多流路にする場合、以下のカセットセットを必要数購入してください。



構成	コード No.	名称	価格 (税抜)
カセットB部一式 固定スタッド(2本) シリコンチューブセット (5-3/4-2/3-1各1m)	1292236	ペリスタポンプ用追加カセットセット	45,000円

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)	
1221401	WSP-3300CP Perista Quantum Pump	<b>358,400円</b>	448,000円	<b>20% OFF</b>
1221405	WSP-3300P-CP Perista Quantum Pump (PQP Support Program 付)	<b>438,400円</b>	548,000円	<b>20% OFF</b>
1221204	AC-2120CP ペリスタバイオミニポンプ	<b>158,400円</b>	198,000円	<b>20% OFF</b>
1221337	AC-2110 II CP ペリスタポンプ (広流量)	<b>102,400円</b>	128,000円	<b>20% OFF</b>
1221301	SJ-1211 II - HCP ペリスタポンプ (高流量)	<b>70,400円</b>	88,000円	<b>20% OFF</b>
1221311	SJ-1211 II - LCP ペリスタポンプ (低流量)	<b>86,400円</b>	108,000円	<b>20% OFF</b>