

ELISA キット



【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6027769
製品名	Human LRG Assay Kit
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	leucine-rich alpha-2-glycoprotein (LRG) 特発性正常圧水頭症 (INPH)
検出範囲	1.56 ~ 100 ng/mL
検出感度	0.17 ng/mL
測定対象	EDTA- 血漿, 血清, 尿, 脳脊髄液
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3945
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。