

ELISA キット



【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6027770
製品名	Rat LRG Assay Kit
動物種 ^{※1}	R
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	ロイシンリッチアルファ 2- グリコプロテイン (LRG)
検出範囲	6.25 ~ 400 ng/mL
検出感度	1.68 ng/mL
測定対象	EDTA- 血漿, 血清, 尿, 培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3946
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥165,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。