

# ELISA キット



## 【糖尿病用】



研究用試薬

商品コード	6027708
製品名	Mouse/Rat Intact Proinsulin CLEIAKit
動物種 <sup>※1</sup>	M/R
酵素 <sup>※2</sup>	ALP
抗原	空腹時および負荷後のインタクトプロインスリン
検出範囲	9 ~ 6,480 pg/mL (1 ~ 720 pmol/L)
検出感度	
測定対象	血清, EDTA- 血漿, ヘパリン血漿
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=5053">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=5053</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。