

# ELISA キット



## 【炎症用】



研究用試薬

商品コード	6027773
製品名	Mouse CCL8/MCP-2 Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	M
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	Chemokine (C-C motif) ligand 8 / Monocyte chemoattractant protein-2 (CCL8/MCP-2)
検出範囲	78.13 ~ 5,000 pg/mL
検出感度	49.9 pg/mL
測定対象	EDTA- 血漿, ヘパリン血漿, 血清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3947">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3947</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。