

# ELISA キット



【肝臓・腎臓用】



研究用試薬

商品コード	6027796
製品名	Mouse Mac-2binding protein Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	M
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	Mac-2 binding protein (Mac-2bp)
検出範囲	0.78 ~ 50 ng/mL
検出感度	0.09 ng/mL
測定対象	血清, EDTA- 血漿, 組織抽出液, 培養上清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4733">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4733</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。