


# ELISA キット



## 【代謝用】



研究用試薬

|                   |   |
|-------------------|---|
| 商品コード             | 6027997   |
| 製品名               | Human FGF21 Assay Kit   |
| 動物種 <sup>※1</sup> | H   |
| 酵素 <sup>※2</sup>  | HRP   |
| 抗原                | FGF21 (Fibroblast Growth Factor 21)   |
| 検出範囲              | 31.3 ~ 2,000 pg/mL  |
| 検出感度              | 29.4 pg/mL  |
| 測定対象              | 血清、EDTA- 血漿、培養上清  |
| メーカーリンク           | <a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3958">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3958</a> |
| 容量                | 96  |
| 容量単位              | Well  |
| 保存温度              | 2-8℃  |
| 定価                | ¥132,000  |
| 毒劇                | 0   |
| 毒コメント             |   |
| 1N- 硫酸            | Stop Solution   |

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。