


ELISA キット



【サイトカイン用】



研究用試薬

商品コード	6082738
製品名	Interleukin-6 High Sensitivity ELISA
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	Interleukin-6 (IL-6)
検出範囲	0.08 - 5 pg/ml
検出感度	
測定対象	血清 血漿 培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=5314
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥297,000
毒劇	0
毒コメント	リン酸：安衛 MSDS
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。