


ELISA キット



【その他】



研究用試薬

商品コード	6027800
製品名	YDK010/pPK4-HCP Assay Kit
動物種 ^{※1}	その他
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	CORYNEX® 培養液由来 HCP (Host Cell Protein)
検出範囲	31.25 ~ 2000 pg/mL
検出感度	3.57 pg/mL
測定対象	培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4651
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。